

Accessoires De la chambre



Des accessoires adaptés à toutes les situations

↪ Poignée de sortie de lit

- **S'adapte** à tous lits du marché
- **Facile d'utilisation**, elle se glisse sous le matelas
- **Poignée robuste** grâce à sa structure en acier époxy
- **Réglable en hauteur et en profondeur** par boutons poussoirs

Caractéristiques

- Hauteur : 77 à 97 cm
- Profondeur : 83 à 111 cm
- Largeur intérieure : 43,5 cm
- Poids total : 3,64 kg
- Poids maximal supporté : 113 kg



Référence	SA 414 2000
Code ACL	34015 827 745 1 3

↪ Appui-dos

- **Inclinaison du dossier réglable** de 25 à 75°
- Appui-dos **confortable** permettant de conserver une **position assise**
- **Appui-tête** de série pour plus de confort
- Toile en polyamide souple pour un **maintien adapté** à chacun

Caractéristiques

- Largeur du dossier : 55 cm
- Poids total : 3,8 kg
- Poids maximal supporté : 100 kg



Référence	SA 411 1005
Code ACL	34010 412 104 8 4

Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.




Accessoires De la chambre



Des accessoires adaptés à toutes les situations

Arceau de lit

- **Evite de supporter le poids** des draps et des couvertures sur les jambes
- **Sa structure flexible** permet une **souplesse au niveau de la largeur**



Caractéristiques

- Hauteur : 33 cm
- Profondeur : 34 cm
- Largeur intérieure : 50 à 64 cm
- Matière : acier
- Poids total : 1,46 kg

Référence	SA 414 1000
Code ACL	34010 413 491 5 3

Cônes de surélévation

- **Cônes** en plastique moulé avec **renforts intérieurs** pour plus de **résistance** permettant de **surélever lit**



Caractéristiques

- Hauteur : 14 cm
- Diamètre supérieur : 4 cm
- Poids : 400 g
- Poids maximal supporté : **220 kg**

Référence	SA 439 1000
Code ACL	34010 412 098 8 4

Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.



Accessoires

De la chambre



Des accessoires adaptés à toutes les situations

↳ Bassin de lit

- Bassin de lit **léger, solide et facile à nettoyer**
- Découpe anatomique et rebords étudiés pour **éviter les renversements**
- **Stable** et muni d'**emplacements latéraux pour les mains** facilitant l'utilisation



Caractéristiques

- Hauteur : 10,6 cm
- Profondeur : 36,5 cm
- Largeur : 28 cm
- Matière : polyéthylène haute densité
- Contenance maximale : 2,5 litres

Référence	SA 724 3200
Code ACL	34015 285 019 7 5

↳ Oreiller gonflable

- **Se gonfle et se dégonfle facilement** grâce à sa valve autobloquante
- Se positionne derrière la nuque et **permet de garder la tête droite et calée**
- **Pratique**, il se dégonfle et **se range dans sa pochette** pour faciliter le transport



Référence	SA 411 2000	Code ACL	34010 413 492 1 4
-----------	-------------	----------	-------------------

Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.

