

À PORTER LA NUIT



ORTHÈSE CORRECTIVE RIGIDE DE NUIT

CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE, PROTÈGE "L'OIGNON".

LPPR 12,13€
2113174 TTC

Douleurs articulaires et douleurs de contact liées à un hallux valgus.

SPÉCIFICITÉS :

- Réaxe le gros orteil, soulage les douleurs articulaires et protège « l'oignon » du contact des draps, matelas, etc...
- Orthèse thermoformable brevetée: le patient moule l'orthèse sur son pied en quelques minutes. Elle est donc très confortable car adaptée à sa morphologie.
- Evolutive : l'orthèse est thermoformable plusieurs fois pour obtenir un niveau de correction progressif.
- Lavable en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni.
- Vendue à l'unité.

Contre-indications : Orteil non mobile latéralement.

TAILLES	MESURES	RÉFÉRENCES	EAN	ACL
S	20 ≤ \odot ≤ 21,5 cm	0511R	3660396007495	6009573
M	21,5 < \odot ≤ 23 cm	0512R	3660396007501	6009575
L	23 < \odot ≤ 24,5 cm	0513R	3660396007518	6009576

