

À PORTER LA JOURNÉE

ORTHÈSE CORRECTIVE DOUBLE DE JOUR


CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE, PROTÈGE L'AVANT-PIED & "L'OIGNON".

Douleurs articulaires, douleurs de contact liées à un hallux valgus et douleurs plantaires (durillons).

SPÉCIFICITÉS :


- Réaxe le gros orteil, soulage les douleurs articulaires, protège « l'oignon » des frottements et l'avant-pied des pressions (durillons).
- Action systémique lors de la marche sur les facteurs aggravant la déformation et la douleur:
 - Le tendon externe breveté EPITHELIUMFLEX® réaxe le gros orteil et évite les frottements sur l'excroissance osseuse.
 - Le bracelet métatarsien de contention et la pastille de contre-appui en EPITHELIUM™ permettent de limiter l'écrasement et l'élargissement de l'avant-pied.
 - Le module de gel d'EPITHELIUM 26® sous les têtes métatarsiennes supprime les pressions.
- Très fine, se porte dans toutes les chaussures fermées.
- Lavable en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni.
- Vendue à l'unité.

Contre-indications : Orteil non mobile latéralement.



Pied gauche

TAILLES	MESURES	RÉFÉRENCES	EAN	ACL
S	$20 \leq \text{Ø} \leq 21,5 \text{ cm}$	0531G	3660396005767	5445965
M	$21,5 < \text{Ø} \leq 23 \text{ cm}$	0532G	3660396005781	5445959
L	$23 < \text{Ø} \leq 24,5 \text{ cm}$	0533G	3660396005804	5445942



Pied droit

TAILLES	MESURES	RÉFÉRENCES	EAN	ACL
S	$20 \leq \text{Ø} \leq 21,5 \text{ cm}$	0531D	3660396005750	5445936
M	$21,5 < \text{Ø} \leq 23 \text{ cm}$	0532D	3660396005774	5445913
L	$23 < \text{Ø} \leq 24,5 \text{ cm}$	0533D	3660396005798	5445907

Ce produit est un dispositif médical de classe I, il porte au titre de la réglementation le marquage CE. Lire attentivement la notice avant utilisation. Fabricant : MILLET Innovation - 07-2021

epitact®

