

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES CANNES ANGLAISES FDI France MEDICAL ERGOTECH



**Définition :** Canne à appui antébrachial, avec une section supérieure ajustable et une poignée pliable  
**Type :** pliable  
**Références internes :** Manchette ouverte

Couleur de la poignée	Couleur de la Tête de Canne					
	Beige	Noir	Bleu	Rouge	Blanc	Violet
Noir	ET/01/02	ET/02/02	ET/03/02	ET/04/02	ET/05/02	ET/15/02
Jaune	ET/01/06	ET/02/06	ET/03/06	ET/04/06	ET/05/06	ET/15/06
Gris	ET/01/07	ET/02/07	ET/03/07	ET/04/07	ET/05/07	ET/15/07
Orange	ET/01/08	ET/02/08	ET/03/08	ET/04/08	ET/05/08	ET/15/08

**Structure :**

**Tube inférieur :** Aluminium EN AN 5086

- Longueur : 605mm
- Diamètre externe : 19mm
- Poids : 94g
- Peint avec un revêtement résine Epoxy
- 2 perforations de 6mm pour l'ajustement de la hauteur
- Equipé d'un obturateur sur la partie sommitale du tube pour la réduction du bruit

**Tube supérieur :** Aluminium EN AN 5086

- Longueur : 765mm
- Diamètre externe : 22mm
- Poids : 134g
- Peint avec un revêtement résine Epoxy
- 7 perforations de 6mm pour l'ajustement de la hauteur
- Equipé d'un anneau sur la partie basale du tube pour la réduction du bruit

**Tête de canne :** Constituée en polypropylène

- Disponible en 6 coloris
- Ouverture de la manchette : 94mm
- Poignée interchangeable recouverte d'une matière douce et anti-dérapante de 10mm d'épaisseur
- 4 niveaux d'ajustement de la section supérieure
- Poignée pliable en position verticale

**Embout :** Conception flexible pour un contact et une

- adhérence maximum
- Rondelle métallique intégrée évitant la perforation de l'embout par le tube inférieur
- Remplaçable



**Angle de prise d'appui :** 24°  
**Longueur de la section supérieure :** Min. 220mm, Max. 267mm  
**Poids :** 530g  
**Poids maximum utilisateur :** 130kg  
**Réglage :** De 695 à 990mm (hauteur de la poignée), 14 niveaux de réglage avec un espacement de 25mm  
 Equipée d'un clip de verrouillage dimensionnel pour un réglage facile et sécurisé  
**Etiquette :** Marquage MD  
 Numéro de LOT  
 Numéro EAN et le code barre  
 Mention « Canne anglaise »  
 Date de production  
 Poids maximum utilisateur 130kg  
 Nom et adresse du fabricant  
 Nom et adresse du distributeur  
**Autres indications :** Indications gravées sur la Tête de Canne : Marquage CE, Nom du fabricant, « Made in France », Poids maximum utilisateur « 130kg »  
**Site de fabrication :** FDI FRANCE MEDICAL  
 77 Route de Buatière- Fitolieu  
 38490 Les Abrets en Dauphiné-France  
**Classification :** Code ISO 9999 : 120306  
 Code GMDN : 31113  
 Code UMDNS : 17626  
 Code marchandise douane : 902110  
**Conformité :** Dispositif Médical de Classe I répondant au règlement UE 2017/745  
 Conforme à la Norme ISO 11334-1 (Cannes à appui antébrachial)

**FDI FRANCE MEDICAL Sarl**  
 77 Route de Buatière – Fitolieu  
 38490 Les Abrets en Dauphiné-France

Tel : +33 (0)4 76 32 27 33  
[www.fdifrance.com](http://www.fdifrance.com)  
[fdifrancemedical@wanadoo.com](mailto:fdifrancemedical@wanadoo.com)