

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES CANNES ANGLAISES FDI France MEDICAL ACCESS SAFE WALK



Définition : Canne à appui antébrachial, extra légère, équipée d'une fonction monte-escalier
Type : Manchette ouverte

Références internes :

Couleur de la poignée	Couleur de la Tête de Canne						
	Beige	Noir	Bleu	Rouge	Blanc	Gris	Violet
Noir	ASW/01/02	ASW /02/02	ASW /03/02	ASW /04/02	ASW /05/02	ASW /07/02	ASW /15/02

Structure :

<p>Tube inférieur : Aluminium pré-anodisé 5083H185</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 605mm - Diamètre externe : 19mm - Poids : 100g - Pré-anodisé anthracite - 2 perforations de 6,03mm pour l'ajustement de la hauteur - Equipé d'un obturateur sur la partie sommitale du tube pour la réduction du bruit 	<p>Tube supérieur : Aluminium pré-anodisé 5086H185</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 595mm - Diamètre externe : 22mm - Poids : 101g - Pré-anodisé anthracite - 8 perforations de 6,08mm pour l'ajustement de la hauteur - Equipé d'un anneau sur la partie basale du tube pour la réduction du bruit
<p>Tête de canne : Constituée en polypropylène, structure en nid d'abeille</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disponible en 7 coloris - Ouverture de la manchette : 98mm - Poignée interchangeable recouverte d'une matière douce et anti dérapante de 10mm d'épaisseur 	<p>Embout : Conception flexible pour un contact et une adhérence maximum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rondelle métallique intégrée évitant la perforation de l'embout par le tube inférieur - Remplaçable



Angle de prise d'appui : 28°

Longueur de la section supérieure : 217mm

Poids : 467g

Poids maximum utilisateur : 130kg

Réglage : De 620 à 982mm (hauteur de la poignée), 16 niveaux de réglage avec un espacement de 25mm
 Equipée d'un clip de verrouillage dimensionnel pour un réglage facile et sécurisé

Etiquette : Marquage MD
 Numéro de LOT
 Numéro EAN et le code barre
 Mention « Canne anglaise »
 Date de production
 Poids maximum utilisateur 130kg
 Nom et adresse du fabricant
 Nom et adresse du distributeur

Autres indications : Indications gravées sur la Tête de Canne : Marquage CE, Nom du fabricant, « Made in France », Poids maximum utilisateur « 130kg », Modèle « ACCESS »

Site de fabrication : FDI FRANCE MEDICAL
 77 Route de Buatière- Fiti lieu
 38490 Les Abrets en Dauphiné-France

Classification : Code ISO 9999 : 120306
 Code GMDN : 31113
 Code UMDNS : 17626
 Code marchandise douane : 902110

Conformité : Dispositif Médical de Classe I répondant au règlement UE 2017/745
 Conforme à la Norme ISO 11334-1 (Cannes à appui antébrachial)

FDI FRANCE MEDICAL Sarl
 77 Route de Buatière – Fiti lieu
 38490 Les Abrets en Dauphiné-France

Tel : +33 (0)4 76 32 27 33
www.fdifrance.com
fdifrancemedical@wanadoo.com