

## PÈSES PERSONNES

Réf. ADE008

### PÈSE PERSONNE MÉCANIQUE M309800



Garantie 2 ans  
2  
Garantie 2 ans

# PÈSES PERSONNES

Réf. ADE008

DISPOSITIF  
MÉDICAL



## PÈSE PERSONNE MÉCANIQUE M309800



Le pèse personne mécanique M309800 est simple et rapide à utiliser, sa plateforme est en métal et en vinyle anti-dérapant, il est très robuste permettant de mesurer des patients jusqu'à 150 kg.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Capacité : 150 kg
- ◆ Graduations : 500 g

### DONNÉES TECHNIQUES

- |                    |                |                               |       |                     |                 |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| ◆ Plages de mesure | : 500g/ 150Kg  | ◆ Humidité                    | : N/A | ◆ Alimentation      | : N/A           |
| ◆ Dimensions       | : 280 x 290 mm | ◆ Pression                    | : N/A | ◆ Certifications    | : N/A           |
| ◆ Poids            | : 2,8 kg       | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A           |
| ◆ Température      | : N/A          |                               |       | ◆ Code EAN          | : 4260186691218 |



DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83  
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola  
Hibiscus Park - bat E  
06200 Nice France

www.fracito.net