

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

:- Transformateur Mural HEINE® EN 200-1 avec Dermatoscope DELTA® 20 T

Se met en marche et s'arrête tout seul. Toujours prêt.
Toujours là.



HEINE® EN 200-1

Peu encombrant et toujours disponible et à proximité.

TRANSFORMATEUR MURAL EN 200-1

- ⚡ **La sécurité anti-vol est montée** via une vis de blocage intégrée. Ainsi, l'instrument est toujours à sa place.
- ⚡ **Excellente efficacité énergétique :** les instruments se mettent en marche/s'arrêtent automatiquement. Lors du retrait et du retour. Ils s'arrêtent également lorsqu'une fois retirés, ils ne sont pas utilisés pendant plus de 15 minutes. Lors du retrait, le dernier niveau de luminosité sélectionné s'active. Ceci permet des économies de temps et d'électricité.
- ⚡ **Grand rayon d'action** grâce au cordon à spirales avec une portée de 3,50m max.
- ⚡ **Alimentation sans pile.**



Le Transformateur Mural EN 200-1 satisfait à la norme CEI 60601-1 actuelle :

Appareils électromédicaux – Partie 1 : règles générales de sécurité (numéro d'édition 3.1), qui a été encore une fois renforcée dans certains points.

DERMATOSCOPE DELTA 20 T

- ⚡ **La fonction « Toggle »** permet de passer du mode d'éclairage polarisé au mode d'éclairage non polarisé en appuyant sur un simple bouton.
- ⚡ **Images à haute résolution** grâce à une optique achromatique de haute qualité.
- ⚡ **Vue détaillée même des structures les plus fines,** le système de mise au point permettant un grossissement de 10 à 16 fois.
- ⚡ **Vision sans reflet. Pas d'éblouissement grâce à la polarisation,** même sans liquide d'immersion.
- ⚡ **D'une seule et même main :** réglage individuel de la netteté, correction sur une plage d'environ -6 à +6 dpt.
- ⚡ **Archivage numérique :** avec l'adaptateur photo SLR HEINE, le DELTA 20 T se branche sans problème sur les appareils photo reflex des plus grandes marques.

Bien évidemment, la poignée du EN 200-1 peut recevoir un grand nombre de nos têtes d'instruments.



LED NOW IN HEINE QUALITY.

Il y a les LED. Et il y a les LED^{HQ}. HEINE a défini un nouveau standard en exigeant le meilleur : du choix des matériaux à la finition, au réglage de l'intensité lumineuse, de la gestion thermique à l'indice de rendu de couleur qui doit être le plus élevé possible.

C'est ce que nous appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé LED^{HQ} (de l'allemand : LED in HEINE Qualität).

Transformateur Mural EN200-1 (Unité seule avec 1 poignée) pour l'utilisation individuelle avec un long câble USB et un bloc d'alimentation enfichable E4-USB incl. **Tête de Dermatoscope DELTA 20 T** avec embout de contact Ø 23 mm **avec échelle** et précis de dermatoscopie

K-010.28.252

Pour plus de configurations de produits et d'autres produits de qualité HEINE, rendez-vous sur heine.com ou appelez-nous !



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 8152-38 0
Fax +49 (0) 8152-382 02, E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

