

## SOFT TOUCH Cannes pliantes

Derby  
pliante  
(250281)

Avec leur poignée injectée en polypropylène "SOFT TOUCH", ces cannes s'avèrent très agréables à utiliser.


Livrées avec sacoche et dragonne (modèle Derby et T).

Matériaux : polypropylène, aluminium.

- > choix des coloris
- > poignée ergonomique
- > réglable en hauteur
- > embout anti dérapant

POIDS SUPPORTÉ 100 KG


Conditionnement :  
Carton de regroupement : 50  
Palette : 600

T Soft Touch pliante  
pliage en 4 (250280)

## DIMENSIONS

Code	Désignation	Hauteur poignée/sol	Dimension poignée	Poids
25028*	T Soft touch	87/97 cm	12 cm	0,4 kg
255827	Derby Black diamond	86/96 cm	12 cm	0,360 kg

## EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Codes EAN	LPPR TTC	
250280	Canne T Soft Touch pliante	3701127708721	6238091	
250281	Canne Derby pliante	3701127707434	12.20 €	