

# FASHION Cannes fixes



Cashmere pastel



Cashmere fantaisie



Flore



Indira



Black & white



Girafe



Butterfly



Blister



Les cannes **FASHION** fixes sont composées d'une poignée Derby montée sur un mât aluminium imprimé avec différents motifs.

Matériaux : aluminium et polypropylène


> Large gamme de coloris

> Poignées Soft touch

Conditionnement :

Carton de regroupement : 50

Palette : 600



GARANTIE 2 ANS  
POIDS SUPPORTE: 110 KG



Poignée soft touch

## DIMENSIONS

Hauteur poignée/sol	Dimension poignée	Poids
86/96 cm	12 cm	0,350 kg

## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
255811	Canne derby cashmere fantaisie	3401099811756	3701127710458	
255813	Canne derby cashmere pastel	3401099811817	3701127710465	
255817	Canne derby flore	3401099811985	3701127710472	Ancien code : 1296787
255618	Canne derby black & white	3401051333555	3701127715644	
255820	Canne derby indira	3401051850335	3701127715699	Nouveau code : 6238091
255823	Canne derby flower	3401060020941	3701127722031	
255824	Canne derby girafe	3401060020958	3701127722048	
255825	Canne derby butterfly	3401060021009	3701127722055	12.20 €

