

# Hexa

## HEXAPANTS protections intégrales

La gamme **HEXAPANTS** pour des fuites légères à modérées s'adresse aux personnes actives et mobiles pouvant se rendre seules aux toilettes. Ces protections favorisent le maintien de l'autonomie se mettant et s'enlevant comme un sous-vêtement classique. Les élastiques en lycra de la ceinture accompagnent l'utilisateur dans ses mouvements tout en maintenant discrètement la protection en place.



<b>EXTRA PLUS</b>	●●●●●●●●	<b>Small</b>	60-90 cm	<b>x14</b>	HEX0111VM-01
<b>EXTRA PLUS</b>	●●●●●●●●	<b>Medium</b>	80-110 cm	<b>x14</b>	HEX0211VM-01
<b>EXTRA PLUS</b>	●●●●●●●●	<b>Large</b>	100-135 cm	<b>x14</b>	HEX0311VM-01
<b>EXTRA PLUS</b>	●●●●●●●●	<b>X Large</b>	120-160 cm	<b>x14</b>	HEX0411VM-01
<b>MAXI</b>	●●●●●●●●	<b>Small</b>	60-90 cm	<b>x14</b>	HEX0121VM-01
<b>MAXI</b>	●●●●●●●●	<b>Medium</b>	80-110 cm	<b>x14</b>	HEX0221VM-01
<b>MAXI</b>	●●●●●●●●	<b>Large</b>	100-135 cm	<b>x14</b>	HEX0321VM-01
<b>MAXI</b>	●●●●●●●●	<b>X Large</b>	120-160 cm	<b>x14</b>	HEX0421VM-01

### Le conseil du Technicien

Déchirer les sutures latérales de la ceinture pour retirer de manière simple et hygiénique la protection **HEXAPANTS**.



#### Plus de bien-être

L'enveloppe extérieure, au toucher très doux, est respirable et préserve l'intégrité cutanée.



#### Plus de discrétion

L'élasticité de la protection garantit un maintien parfait pour rester invisible sous les vêtements.



#### Plus de sécurité

Les barrières anti-fuites hydrophobes et élastiques limitent le risque de fuites au moment de la miction.



#### Plus d'économie

Un témoin d'humidité change de couleur, permettant de contrôler avec discrétion la saturation du produit et de limiter le nombre d'Hexapants utilisés.



#### Plus de confiance en soi

La nouvelle génération de super absorbant neutralise les odeurs tout en retenant efficacement les liquides.



#### Hypoallergénique

La protection a été spécialement conçue pour minimiser les risques d'allergies.





# HEXAPANTS

## protections intégrales

**EXTRA PLUS**



**HEXAPANTS**  
protections intégrales

S : Small	M : Medium	L : Large	XL : X Large	Protection
→ 60-90 cm ←	→ 80-110 cm ←	→ 100-135 cm ←	→ 120-160 cm ←	Tour de taille
HEX0111VM-01	HEX0211VM-01	HEX0311VM-01	HEX0411VM-01	Référence

DIMENSIONS					Tolérance
Longueur totale	800 mm	800 mm	870 mm	960 mm	± 20 mm
Largeur totale (tendue)	582 mm	650 mm	750 mm	800 mm	± 20 mm
Longueur tampon	480 mm	500 mm	500 mm	500 mm	± 20 mm
Largeur tampon (av/ar)	190 mm	175 mm	175 mm	175 mm	± 20 mm
Forme tampon	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	
POIDS					Tolérance
Poids total	66 g	68 g	72 g	75 g	± 5 %
PERFORMANCES					Tolérance
Absorption ISO 11-948	1 320 ml	1 300 ml	1 300 ml	1 300 ml	± 10 %
COMPOSITION					
Pâte fluff	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	
Super absorbant	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
Enveloppe extérieure	NT respirable	NT respirable	NT respirable	NT respirable	
Témoin d'humidité	1 trait de colle	2 traits de colle	3 traits de colle	4 traits de colle	
Voile d'acquisition	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
Barrière anti-fuites	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	
CONDITIONNEMENT					
Sachet (nombre de changes)	14 changes	14 changes	14 changes	14 changes	
Carton (nombre de sachets)	8 sachets	8 sachets	8 sachets	8 sachets	
Palette (nombre de cartons)	20 cartons	20 cartons	20 cartons	16 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	





# HEXAPANTS

## protections intégrales

MAXI



**HEXAPANTS**  
protections intégrales

	<b>S : Small</b>	<b>M : Medium</b>	<b>L : Large</b>	<b>XL : X Large</b>	Protection
	→) 60-90 cm (←)	→) 80-110 cm (←)	→) 100-135 cm (←)	→) 120-160 cm (←)	Tour de taille
	<b>HEX0121VM-01</b>	<b>HEX0221VM-01</b>	<b>HEX0321VM-01</b>	<b>HEX0421VM-01</b>	Référence
<b>DIMENSIONS</b>					<b>Tolérance</b>
<b>Longueur totale</b>	800 mm	800 mm	870 mm	960 mm	± 20 mm
<b>Largeur totale (tendue)</b>	582 mm	650 mm	750 mm	800 mm	± 20 mm
<b>Longueur tampon</b>	480 mm	500 mm	500 mm	500 mm	± 20 mm
<b>Largeur tampon (av/ar)</b>	190 mm	175 mm	175 mm	175 mm	± 20 mm
<b>Forme tampon</b>	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	
<b>POIDS</b>					<b>Tolérance</b>
<b>Poids total</b>	70,5 g	90 g	94 g	98 g	± 5 %
<b>PERFORMANCES</b>					<b>Tolérance</b>
<b>Absorption ISO 11-948</b>	1 900 ml	1 950 ml	1 950 ml	1 950 ml	± 10 %
<b>COMPOSITION</b>					
<b>Pâte fluff</b>	100 % fibres cellulosiques blanches	100 % fibres cellulosiques blanches	100 % fibres cellulosiques blanches	100 % fibres cellulosiques blanches	
<b>Super absorbant</b>	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
<b>Enveloppe extérieure</b>	NT respirable	NT respirable	NT respirable	NT respirable	
<b>Témoin d'humidité</b>	1 trait de colle	2 traits de colle	3 traits de colle	4 traits de colle	
<b>Voile d'acquisition</b>	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
<b>Barrière anti-fuites</b>	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	
<b>CONDITIONNEMENT</b>					
<b>Sachet (nombre de changes)</b>	14 changes	14 changes	14 changes	14 changes	
<b>Carton (nombre de sachets)</b>	6 sachets	8 sachets	8 sachets	8 sachets	
<b>Palette (nombre de cartons)</b>	30 cartons	20 cartons	20 cartons	16 cartons	
<b>Type de palette</b>	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	

