

Hexa

HEXALADY protections féminines

La gamme **HEXALADY**, pour des fuites urinaires légères à modérées liées à l'effort, s'adresse aux femmes actives et/ou valides pouvant se rendre seules aux toilettes.

Ces petites protections anatomiques sont dotées d'un voile d'acquisition qui procure un effet garde au sec immédiat.

Les élastiques doux sans latex s'adaptent parfaitement à l'entrejambe et améliorent le confort de la femme active.



EXTRA	👉👉👉👉👉	x10	HEX3141VM-02
SUPER	👉👉👉👉👉	x10	HEX3162VM-01
MAXI	👉👉👉👉👉	x30	HEX3161VM-02



Le conseil du Technicien

HEXALADY Maxi peut souvent se substituer à un panty ayant des performances similaires.

Elle permettra de conserver le sous-vêtement de l'utilisatrice, lui renvoyant ainsi une meilleure image d'elle-même.



Plus de confort

Le voile externe, intraversable par les liquides, laisse respirer la peau.



Plus de douceur

Une sensation de légèreté grâce au toucher textile ultra doux de l'enveloppe extérieure.



Plus d'efficacité

Le voile d'acquisition double la vitesse d'absorption. Il procure un effet garde au sec immédiat.



Plus de sécurité

Les barrières latérales hydrophobes, présentes sur Hexalady Maxi, limitent le risque de fuites en cas de flux plus important.



Plus de confiance en soi

La nouvelle génération de super absorbant neutralise les odeurs tout en retenant efficacement les liquides.



Hypoallergénique

La protection a été spécialement conçue pour minimiser les risques d'allergies.



HEXALADY

protections féminines

HEXALADY
protections féminines

	EXTRA	SUPER	MAXI	Protection
	HEX3141VM-02	HEX3162VM-01	HEX3161VM-02	Référence
DIMENSIONS				Tolérance
Longueur totale	370 mm	405 mm	500 mm	± 10 mm
Largeur totale	115 mm	155 mm	200 mm	± 5 mm
Longueur tampon	340 mm	370 mm	470 mm	± 10 mm
Largeur tampon	100 mm	125 mm	164 mm	± 5 mm
Forme tampon	Découpe anatomique entre jambe en 1/2	Découpe anatomique entre jambe en 1/2	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	
POIDS				Tolérance
Poids total	24 g	35 g	41 g	± 5 %
PERFORMANCES				Tolérance
Absorption ISO 11-948	668 ml	800 ml	1 030 ml	± 10 %
COMPOSITION				
Pâte fluff	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	
Super absorbant	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
Papier siliconé	Imprimé fleuri	Imprimé fleuri	Imprimé fleuri	
Voile d'acquisition	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
Barrière anti-fuites	•	•	Complexe hydrophobe	
Enveloppe extérieure	NT respirable	NT respirable	NT respirable	
CONDITIONNEMENT				
Produit individuel	Emballage individuel	Emballage individuel	•	
Sachet (nombre de produits)	10 changes	10 changes	30 changes	
Carton (nombre de sachets)	12 sachets	12 sachets	6 sachets	
Palette (nombre de cartons)	77 cartons	48 cartons	20 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	

