

Hexa

HEXAMEN protections masculines

La gamme **HEXAMEN** pour des fuites urinaires légères liées à la prostate ou suite à une intervention chirurgicale, s'adresse aux hommes actifs et/ou valides pouvant se rendre seuls aux toilettes. Ces protections à la découpe parfaitement adaptée à l'anatomie masculine sont dotées d'un voile d'acquisition qui procure un effet garde au sec immédiat.

Les élastiques doux sans latex, associés aux barrières latérales hydrophobes, sécurisent et améliorent le confort de l'utilisateur actif.

Le conseil du Technicien

Le caleçon ample étant incompatible avec la fixation de la protection, il est important que l'utilisateur dispose de slips ou boxers adaptés à sa morphologie pour garantir l'efficacité de son **HEXAMEN**.



LEVEL 3 

x14

HEX3175VM-01



Plus de confort

Le voile externe, intraversable par les liquides, laisse respirer la peau.



Plus de douceur

Une protection qui se fait discrète et confortable avec un voile externe ultra doux, au toucher textile.



Plus d'efficacité

Le voile d'acquisition double la vitesse d'absorption. Il procure un effet garde au sec immédiat.



Plus de confiance en soi

La nouvelle génération de super absorbant neutralise les odeurs tout en retenant efficacement les liquides.



Hypoallergénique

La protection a été spécialement conçue pour minimiser les risques d'allergies.





HEXAMEN

protections masculines

HEXAMEN

protections masculines

	EXTRA	Protection
	HEX3175VM-01	Référence
DIMENSIONS		Tolérance
Longueur totale	290 mm	± 10 mm
Largeur totale (av/ar)	230/100 mm	± 5 mm
Longueur tampon	250 mm	± 10 mm
Largeur tampon (av/ar)	180/70 mm	± 5 mm
Forme tampon	Triangulaire	± 5 mm
POIDS		Tolérance
Poids total	28 g	± 5 %
PERFORMANCES		Tolérance
Absorption ISO 11-948	664 ml	± 10 %
COMPOSITION		
Pâte fluff	100 % fibres cellulosiques	
Super absorbant	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
Papier siliconé	oui	
Voile d'acquisition	Complexe PET/PP blanc	
Barrière anti-fuites	Complexe hydrophobe	
Enveloppe extérieure	NT respirable	
CONDITIONNEMENT		
Produit individuel	•	
Sachet (nombre de produits)	14 changes	
Carton (nombre de sachets)	12 sachets	
Palette (nombre de cartons)	42 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	

