

# Fauteuil releveur

## 2 moteurs confort

### Georges



Réf : HEXGEORGES2M12Z

<b>NOMBRE DE MOTEURS</b>	2 moteurs
<b>REVÊTEMENT</b>	Tissu chenille : 100 % polyester
<b>SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE</b>	Dossier : sangles élastiques. Assise : ressorts nosag
<b>STRUCTURE DU FAUTEUIL</b>	Bois massif et contre-plaqué, et structure métallique
<b>DENSITÉ DE LA MOUSSE</b>	38 kg/m <sup>3</sup>
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	78 cm
<b>PROFONDEUR HORS TOUT</b>	95 cm
<b>HAUTEUR HORS TOUT</b>	106 cm
<b>LARGEUR ASSISE</b>	48 cm
<b>PROFONDEUR ASSISE</b>	52 cm
<b>HAUTEUR SOL/ASSISE</b>	48 cm
<b>HAUTEUR DOSSIER</b>	95 cm
<b>POIDS DU FAUTEUIL</b>	45 kg
<b>POIDS MAXIMAL UTILISATEUR</b>	150 kg
<b>GARANTIE</b>	3 ans

- **Élégance et confort absolu.**
- **Assise agréable et moelleux.**



Gris

Vert de gris

Brun

Moutarde