

HEXADRAPS

draps d'examen Confort

2 plis gaufrés-collés



← Réf:
HEXJ226PVM

Confort

Ouate double plis assemblée par procédé de gaufrage point à point

Hygiène

Emballage individuel afin de respecter les normes d'hygiène adictees par la HAS.

Ergonomie

Pré-découpage des rouleaux afin de détacher nettement le drap sans le gaspiller.

DIMENSIONS

Laize	49,8 cm
Longueur selon calculs*	47,25 mètres soit 135 frmts de 35 cm (+/-5%)
Poids du rouleau	0,880 kg (+/-5%)
Diamètre intérieur madrin	39 mm lisse
Diamètre extérieur rouleau	13 cm maxi

MATIERE PREMIERE

Qualité ouate	ouate 100% pure pâte de cellulose vierge
Blancheur	supérieure à 82 %
Traitement	résistance humide «WS»
Aspect	gaufré
Nombre de plis	2 épaisseurs
Assemblage	par procédé de gaufrage collage pointe à pointe
Grammage	2 x 17,5 gr/m ² matière + 1 gr/m ² colle soit 35gr/m ²

CONDITIONNEMENT

Unité de Facturation (UF)	carton de 9 rouleaux
Colis de	9 rouleaux
Poids net du colis	8,040 kg
Poids brut du colis	8,650 kg
Dimensions colis	l 385 mm x P 385 mm x H 510 mm
Volume colis	0,076 m ³
Type palette	80 x 120 cm
Nombre d'UF /palette	18 cartons
Nombre de colis /palette	18 cartons
Plan de palettisation	4 rangs de 6 colis
Dimensions palette hors tout	l 1200 mm x L 930 mm x H 2270 mm

*Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR.