



# HEXAGANTS

Latex non stériles,  
poudrés, ambidextres



### Confort

Elastique, souple et résistant

### Ergonomie

Bonne sensibilité et excellente tenue

### Bonne préhension

Surface texturée micro-rugosités

	Référence	Longueur	Epaisseur paume	Epaisseur doigts/manchette	Couleur	Boîte	Carton	Palette
<b>S : Small</b> (6 - 7)	HEXL101PS	240 mm	± 0,08 mm	±0,08 mm	Crème	100 pièces 220 x 110 x 67 mm	1000 pièces	80 cartons
<b>M : Medium</b> (7 - 8)	HEXL102PM							
<b>L : Large</b> (8 - 9)	HEXL103PL							
<b>XL : X Large</b> (9 - 10)	HEXL104PXL							

### Matériaux utilisés

Latex de caoutchouc naturel  
(susceptible de provoquer des allergies)

La présence de Latex naturel est indiquée  
sur le conditionnement par le logo suivant :



Agent de vulcanisation : Sulfure

Accélérateurs de vulcanisation: ZDEC et ZMBT

### Etiquetage

Sur chaque unité sont inscrits la référence,  
le numéro de lot et la date de péremption.

Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN  
ISO 15223-1 : Symboles à utiliser avec les étiquettes,  
l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux  
dispositifs médicaux.

### Conformité

Classe I

Règlement 2017/745

NF EN 455 : Gants médicaux non réutilisables

Partie 1: Détection des trous.

Prescription et essais.

Partie 2 : Propriétés physiques.

Prescription et essais.

Partie 3: Exigences et essais

pour évaluation biologique,

Partie 4 : Exigences et essais relatifs

à la détermination de la durée  
de conservation.

