

Fauteuil releveur

2 moteurs confort

Marcel



Réf : HEXMARCEL2MGR

NOMBRE DE MOTEURS	2 moteurs
REVÊTEMENT	Tissu Mozart Microfibre :100 % polyester
SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE	Dossier : sangles élastiques. Assise : ressorts nosag
STRUCTURE DU FAUTEUIL	Bois massif et contre-plaqué, et structure métallique
DENSITÉ DE LA MOUSSE	32 kg/m3
LARGEUR HORS TOUT	82 cm
PROFONDEUR HORS TOUT	90 cm
HAUTEUR HORS TOUT	107 cm
LARGEUR ASSISE	55 cm
PROFONDEUR ASSISE	52 cm
HAUTEUR SOL/ASSISE	50 cm
HAUTEUR DOSSIER	72 cm
POIDS DU FAUTEUIL	51,5 kg
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	170 kg
GARANTIE	2 ans

- Robustesse, soutien et design.
- Grande largeur d'assise, adapté aux personnes de grandes tailles.



Beige



Gris de taupe