

THERMOMÈTRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX, VERT

Réf. SP1643/



THERMOMÈTRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX, VERT



Réf. **SP1643/**

Le thermomètre TEMPO 10 FLEX est un thermomètre indiquant la température corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible

- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- Embout résistant à l'eau et flexible
- Mémoire de dernière mesure
- Mesure en 10 secondes
- 2 coloris disponibles vert et gris
- Livré avec un étui de rangement et pile bouton (1,5V)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446022877

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90251920

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 6,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 15,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,052

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SP1643/

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.