

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOTENSIO® POIGNET

L'Autotensio® poignet est le tensiomètre électronique de Spengler parfait pour un autodiagnostic immédiat, facile et rapide. Partout et pour tous, il offre la fiabilité médicale à la maison ou en déplacement.

Précision des mesures

- Indicateur des risques OMS

Facile d'utilisation & pratique

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- 120 mémoires horodatées
- Son boîtier de rangement permet une parfaite position du bras



COMPATIBLE AVEC LES APPLICATIONS

depistHTA **suivi**HTA



CE
0459



Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOTENSIO® POIGNET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Méthode de mesure	Méthode oscillométrique	
Temps de réponse	Inférieur à 1 minute	
Circonférence du brassard	De 13,5 à 21,5 cm	
Écran	Affichage	Écran LCD de 45mm x 30mm
		Date et heure
		Mesures
		Mémoire
		Batteries faibles
Pression artérielle	Plage de mesure	0 à 300 mmHg
	Résolution	1 mmHg
	Précision	+/- 3 mmHg
Pouls	Plage de mesure	30 à 180 battements par minute (BPM)
	Résolution	1 BPM
	Précision	+/- 5 % de la mesure lue
Mémoire	120 mémoires avec la date et l'heure	
Fonctions	Indicateur de risque OMS	
	Détection de batteries faibles	
	Arrêt automatique	
Touches de fonction	Marche Arrêt / Mémoire	
Circuit d'air	Gonflage	Micro-pompe
	Dégonflage	Électrovanne
Alimentation	Type	2 piles alcalines AAA (inclus)
	Autonomie	Environ 200 mesures
Arrêt automatique	Oui	
Condition d'utilisation	Température de fonctionnement	De 10°C à ~40°C
	Température de stockage :	De -25°C à ~70°C
	Humidité relative	≤ 93% (sans condensation)
Dimensions et poids	Dimensions	79 x 66 x 28 mm (Lxlxh)
	Poids	228 g (sans les piles)
GARANTIE SPENGLER	2 ans (dans les conditions normales d'utilisation)	

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Tensiomètre électronique Autotensio® poignet	SPG340-
● Tensiomètre électronique Autotensio® poignet - corail	SPG345
● Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Autotensio®	SPG340P
● Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Autotensio® - corail	SPG345P

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 : tensiomètres électroniques classe IIa. Les tensiomètres électroniques de Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les tensiomètres électroniques de Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans des tensiomètres électroniques de Spengler (dans les conditions normales d'utilisation) : remplacement gratuit

des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente.

Les pièces d'usure (piles ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr