

FICHE TECHNIQUE

iD EXPERT LIGHT MAXI

5160050280



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)
Entrejambe total
Entrejambe tampon
Pliage

CIBLE

405 mm
155 mm
370 mm
125 mm
155 mm
100 mm
3

TOLERANCE

+/- 10 mm
+/- 5 mm
+/- 10 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

32,5 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Pâte fluff
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
Elastiques entrejambe
SAP
Papier siliconé
Colle de positionnement
Voile d'acquisition
Fabriqué en Europe

100% cellulose
polypropylène hydrophile
complexe PP/PE blanc
2x2 Lycra
polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
imprimé « ID Expert Maxi »
pavé de 300 mm x 40 mm
Complexe PET/PP blanc

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948

ABSORPTION

674 ml

TOLERANCE

+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet 28 produits
Carton 6 sachets
Palette 36 cartons
Type 1200 x 800

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex