

FICHE TECHNIQUE

iD Pants Medium Normal

5531255140-01 (80-120 cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (tendu)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/arr)
Pliage

CIBLE

830 mm
728 mm
480 mm
190 mm
C+2

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

64.5 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Fibre	100% cellulose blanche
Super absorbant	polyacrylate de sodium (odour control)
Voile intérieur	polypropylène Hydrophile
Film de protection tampon	polyéthylène Blanc
Voile d'acquisition	complexe PET/PP blanc
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Elastiques barrière anti-fuites	2 x 1 élastiques synthétiques
Elastiques entrejambe	2 x 3 élastiques synthétiques
Enveloppe extérieure textile	polypropylène hydrophobe
Ceinture élastique	élastiques synthétiques (ó arrière- ó avant)
Ceinture de hanche	2 x 11 élastiques synthétiques
Elastiques anatomiques	2 x 3 élastiques synthétiques incurvés
Adhésif d'identification produit	sticker arrière gris "M"
Topsheet	topsheet traité avec des ingrédients botaniques (mélange de camomille, vitamine E et d'oxyde de zinc)

Fabriqué en Europe

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

1150 ml +/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet	14 changes
Carton	8 sachets
Palette	20 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex