

FICHE TECHNIQUE

iD Slip Large Super

5630375280-02 (115-155cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)
Pliage

CIBLE

950 mm
800 mm
710 mm
255/ 225 mm
3

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

147 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

| | |
|---------------------------------|---|
| Corps absorbant | 100% fibres cellulosiques blanches |
| Voile intérieur | polypropylène hydrophile |
| Enveloppe extérieure | complexe PP/PE zone imprimé vert |
| Barrières anti-fuites | polypropylène hydrophobe |
| Elastiques barrière anti-fuites | 2x1 fils |
| Elastiques entrejambe | 2x3 fils |
| Attaches de fermeture | 4 attaches COMBI-Flex wave |
| Super absorbant | polyacrylate de sodium (limiteur d'odeur) |
| Témoin d'humidité | 1 trait de colle + encre |
| Voile d'acquisition | complexe PET/PP blanc |
| Ceinture élastique | complexe PP élastique transparent |
| Fabriqué en Europe | |

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

3700 ml

TOLERANCE

+/- 10 %

CONDITIONNEMENT

| | |
|---------|------------|
| Sachet | 28 changes |
| Carton | 3 sachets |
| Palette | 24 cartons |

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

