

## Paire de rampes télescopiques Ergo



- **Idéal pour l'accès aux véhicules**
- **Adaptées à tous les fauteuils**
- **Largeur utile de la voie 16,5 cm**
- **Système de verrouillage unique**

Nos [rampes d'accès](#) télescopiques Ergo en aluminium permettent un accès facile aux personnes handicapées en fauteuils manuels et électriques. Elles sont télescopiques pour être rangées dans un espace restreint. Le maniement de nos rampes est très facile grâce aux pièces de contact en plastique, et grâce aux pattes bloquant les différentes positions. Elles disposent d'un antidérapant caoutchouté sous le rebord haut. Elles sont munies d'une poignée large et confortable pour le transport.

3 modèles au choix :

- La paire en 152 cm se range sur 92 x 23 x 6 cm. Poids de la paire : 8,70 kg (4,35 kg l'élément).
- La paire en 213 cm se range sur 128 x 23 x 6 cm. Poids de la paire : 12 kg (6 kg l'élément).
- La paire en 300 cm se range en 3 parties sur 115 x 23 x 6 cm. Poids de la paire : 17,2 kg (8,6 kg l'élément)

Résistance 300 kg

### Variantes :

- 152 cm
- 213 cm
- 300 cm



- 152 cm - 825040

- 213 cm - 825041

- 300 cm - 825091