

# Fauteuil releveur économique

## Pico



Réf : LVPICOMICRO

<b>NOMBRE DE MOTEURS</b>	1
<b>REVÊTEMENT</b>	Microfibre et pieds PVC
<b>DENSITÉ DE LA MOUSSE</b>	Mousse polyuréthane 28 kg/m <sup>3</sup> .
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	71 cm
<b>PROFONDEUR HORS TOUT</b>	84 cm
<b>HAUTEUR HORS TOUT</b>	98 cm
<b>LARGEUR ASSISE</b>	47 cm
<b>PROFONDEUR ASSISE</b>	49 cm
<b>HAUTEUR SOL/ASSISE</b>	54 cm
<b>HAUTEUR DOSSIER</b>	44 cm
<b>POIDS DU FAUTEUIL</b>	35 kg
<b>POIDS MAXIMAL UTILISATEUR</b>	110 kg

- Economique et compact, au design coquet.
- Format compact adapté aux petits espaces.
- Alliance parfaite entre design, confort et prix.



Gris