


Fauteuil releveur extra confort Victor



Réf : MAEVICTORGRIS1M
MAEVICTORCHOCO1M

NOMBRE DE MOTEURS	1 moteur 2 temps
REVÊTEMENT	Mix Tissu + PVC
DENSITÉ DE LA MOUSSE	Mousse assise bi-matière Bultex® 37 kg/m ³ et mémoire de forme.
LARGEUR HORS TOUT	73 cm
PROFONDEUR HORS TOUT	86 cm
HAUTEUR HORS TOUT	106 cm
LARGEUR ASSISE	46 cm
PROFONDEUR ASSISE	51 cm
HAUTEUR SOL/ASSISE	44 cm
HAUTEUR DOSSIER	62 cm
POIDS DU FAUTEUIL	43 kg
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	110 kg

- Une qualité et un savoir-faire à la française.
- Finitions soignées et maintien très confortable.



Gris ardoise



Chocolat

