


Fauteuil releveur extra confort Victor



Réf : MAEVICTORGRIS2M
MAEVICTORCHOCO2M

NOMBRE DE MOTEURS	2 moteurs
REVÊTEMENT	Tissu (96 % polyester - 4 % nylon) Accoudoirs + tête en PVC (73 % PVC - 25 % coton - 2 % PU)
SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE	Sangle latex
STRUCTURE DU FAUTEUIL	Hêtre massif + panneaux de particules
DENSITÉ DE LA MOUSSE	Mousse assise bi-matière Bultex® 37 kg/m ³ et mémoire de forme
LARGEUR HORS TOUT	73 cm
PROFONDEUR HORS TOUT	86 cm
HAUTEUR HORS TOUT	106 cm
LARGEUR ASSISE	46 cm
PROFONDEUR ASSISE	51 cm
HAUTEUR SOL/ASSISE	44 cm
HAUTEUR DOSSIER	62 cm
POIDS DU FAUTEUIL	46 kg
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	110 kg
GARANTIE	2 ans

- Une qualité et un savoir-faire à la française.
- Finitions soignées et maintien très confortable.
- Dossier inclinable et repose-jambes intégré.



Gris ardoise



Chocolat

