


# NANO C

1.158






Chassis monocoque



Concept de chassis élégant



Connexion des roues pivotantes



Rabattable en standard

## Designed by lightness

### RENTABILITE

- Un montage permanent avec des possibilités d'adaptation aux changements de fonction réduit les coûts de suivi
- L'équipement standard étendu minimise le besoin de conception personnalisée coûteuse
- Usure minimale grâce à des accessoires de haute qualité

### BENEFICE THERAPEUTIQUE

La douceur de roulement maximale et le faible poids à vide encouragent l'indépendance de l'utilisateur

- Le réglage fin de l'élément de dossier, de l'assise et du châssis permet de s'adapter aux changements de fonction et aux exigences individuelles de l'utilisateur
- Vaste gamme d'équipements pour les utilisateurs à long terme

### DOMAINE D'UTILISATION

Pour un usage permanents et à long terme

- Pour les appareils paraplégiques
- Très bien adapté à un large éventail de conditions médicales, y compris les personnes gravement atteintes
- Utilisateurs ayant perdu la fonction des membres inférieurs (transfert latéral, propulsion main-jante)
- Excellentes propriétés de chargement

COMMANDE DEVIS VERSION SPECIALE

Adresse de facturation / Réf. client .:

Adresse de livraison:

Notes / Commentaires :

**MEYRA®****NANO C 1.158**

Tous les prix sont soumis à la TVA au taux en vigueur ! Valable du 01.01.2021 au 31.12.2021. Nos conditions générales telles qu'énoncées sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) s'appliquent. En savoir plus sur ce produit sur [www.meyra.de](http://www.meyra.de).

**Caractéristiques techniques**

Largeur d'assise	380 400 420 440
Largeur, prêt à bouger, de	540 / 560 / 580 / 600
Profondeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 460
Hauteur d'assise avant /arrière	450 à 530 / 360 à 510
Hauteur totale	Hauteur d'assise arrière + hauteur de dossier
Hauteur du dossier	variable de 250 à 400
Longueur repose pieds	800 - 982 (en fonction de la longueur du cadre, des roues et de l'essieu)

Poids de la personne	100
Poids à vide	7.5
Poids total autorisé	110
Poids de transport	5
Roue motrice	600 (24")
Roue motrice l	635 (25")
Roue motrice r	660 (26")
Essai de freinage selon STANDARD	7°

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérance dimensionnelle  $\pm 10$  mm  
 Visitez [www.meyra.de/measuring](http://www.meyra.de/measuring) pour obtenir des conseils sur la mesure.

Avertir!

Veillez noter lors de l'utilisation des transports publics (par exemple les trains) : les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les directives de la société de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.

Lors de l'utilisation d'entraînements auxiliaires, le poids total autorisé ne doit pas être dépassé.

Veuillez sélectionner en cochant les cases appropriées

**Version standard** : Si aucune autre sélection n'est effectuée, la version standard sera livrée.

## 00 Forme du châssis (longueur du châssis)

CODE	DESIGNATION	PA EN MM	LT EN MM
<input type="checkbox"/> 352	Châssis moyen	380 - 460	800 - 982

Please bear in mind your seat depth and specify this accordingly in category 02!

### Forme du châssis (angle du châssis et rétrécissement du châssis)

CODE	DESIGNATION
<input type="checkbox"/> 346	Châssis avant standart 80°
<input type="checkbox"/> 4950	Avec rétrécissement du châssis (20mm par côté)
<input type="checkbox"/> 903	Fourches de roues pivotantes renforcée
<input type="checkbox"/> 865	Varioblock performant

## 01 LARGEUR D'ASSISE (LA)

CODE	DESIGNATION
<input type="checkbox"/> 38	LA 380 mm
<input type="checkbox"/> 40	LA 400 mm
<input type="checkbox"/> 342	LA 420 mm
<input type="checkbox"/> 344	LA 440 mm

## 02 Profondeur d'assise (PA) Ceinture de sécurité à tension réglable

CODE	DESIGNATION	CODE CHÄSSIS
<input type="checkbox"/> 368	PA 380 mm incl. sac à ustensiles sous ceinture de sécurité	352
<input type="checkbox"/> 615	PA 400 mm incl. sac à ustensiles sous ceinture de sécurité	352
<input type="checkbox"/> 784	PA 420 mm incl. sac à ustensiles sous ceinture de sécurité	352
<input type="checkbox"/> 618	PA 440 mm incl. sac à ustensiles sous ceinture de sécurité	352
<input type="checkbox"/> 619	PA 460 mm incl. sac à ustensiles sous ceinture de sécurité	352

## 03 Hauteur d'assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue directrice (sans coussin d'assise)

Horizontal columns = seat heights in mm

Vertical lines = Ø castor wheel size in mm

Veuillez sélectionner la hauteur d'assise souhaitée en sélectionnant une combinaison possible de hauteur d'assise et de taille de roue. La différence de hauteur d'assise maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant et arrière est de 100 mm ! Recommandation : Roues pivotantes en caoutchouc solide pour un poids d'utilisateur plus élevé

HAAV	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Ø 100 caoutchouc plein C 151	<input type="checkbox"/>								
Ø 125 caoutchouc plein C 325		<input type="checkbox"/>							
Ø 140 caoutchouc plein souple C 327			<input type="checkbox"/>						

Une roue pivotante standard est automatiquement configurée lorsque le HAAV est sélectionné. Les roulettes Xtrends peuvent être sélectionnées en option dans le tableau suivant



Veuillez sélectionner en cochant les cases appropriées

**Version standard** : Si aucune autre sélection n'est effectuée, la version standard sera livrée.

*Déterminer la position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)*

Type de conducteur	PASSIF			MOYEN				ACTIF		
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Distance * in mm	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 145

\* Measurement: rear edge of back tube to centre of axle in mm

## 05 ROUES MOTRICES

CODE	DESIGNATION	Ø
<input type="checkbox"/> 651	Roue standart axe enfichable inclus(paire)	24"
<input type="checkbox"/> 2651	Roue standart noir axe enfichable inclus (paire)	24"
<input type="checkbox"/> 848	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut + axe (pair)	24"
<input type="checkbox"/> 695	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, axe, jante double (jante Jumbo) en noir (paire) recommandé à partir de 100kg ou conduite dynamique	24" 25" 26"
<input type="checkbox"/> 752	"Roue Light avec pneu Schwalbe RightRun Light et main courante alu noir, seulement en combinaison avec code 423(pair) jusqu'à 90kg	24"

Avec les CODE 651 et 695, sélectionnez votre main courante en catégorie 06 et les pneus en catégorie 07.  
Ou sélectionnez les roues motrices Xtrends en option incl. mains courantes et pneus au lieu des roues motrices CODE 651, 695 ou 752. Sur demande, les roues motrices XTrend peuvent être combinées avec d'autres options

### ROUES MOTRICES XTREND

CODE	ARTICLE	DESIGNATION	
<input type="checkbox"/> 688	1085185	Roue motrice Spinergy en carbone, rayons noirs incl. Pneus Schwalbe One et mains courantes en acier inox	24 x 1"
<input type="checkbox"/> 688	<input type="checkbox"/> bleu 1081354 <input type="checkbox"/> rouge 1081356 <input type="checkbox"/> doré 1081355	Roue active à rayons radiaux, pneus Schwalbe ONE, moyeu, jante et main courante, couleur	24 x 1"
<input type="checkbox"/> 688	1068713	Black Light avec rayons radiaux incl. Marathon Plus Evolution et main courante aluminium (paire)	24 x 1"
<input type="checkbox"/> 688	1073640	Roue Spinergy, 12 rayons noir, incl. Schwalbe Marathon Plus, Evolution et main courante en acier inox (paire). Rayons blancs ou oranges possibles sur demande !	24 x 1"
<input type="checkbox"/> 688	1087341	Roue motrice Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. Jantes en aluminium noir et pneus MBL Speedlite noirs	25 x 1"

### Carrossage

CODE	DESIGNATION
<input type="checkbox"/> 423	Carrossage 0°
<input type="checkbox"/> 447	Carrossage 3° (piste réglable)

Veuillez sélectionner en cochant les cases appropriées

**Version standard :** Si aucune autre sélection n'est effectuée, la version standard sera livrée.

## 06 Mains-courantes et options de main-courante (pas en combinaison avec les roues Xtrends)

CODE	DESIGNATION	
<input type="checkbox"/> 493	Acier inox brillant poli	24" 25" 26"
<input type="checkbox"/> 494	Aluminium ,pas en combinaison avec roue active CODE 695	24"
<input type="checkbox"/> 445	Titane,avec 6 fixations,seulement en combinaison avec la roue active CODE 695 et la roue Spinergy n°article 1073640	24" 25" 26"
<input type="checkbox"/> 849	Curve L, aluminium noir revêtu de poudre, profil de main courante ergo, H 31 mm, uniquement avec la roue Active CODE 695 et la roue Spinergy numéro d'article : 1073640, 1085185 et la roue standard CODE 651 et 2651	24"
<input type="checkbox"/> 850	Curve L Tetra Grip, revêtement antidérapant, aluminium, adapté aux tétraplégiques, profil de main courante ergonomique, H 31 mm, uniquement en association avec Active Wheel CODE 695 et roue Spinergy numéro d'article : 1073640, 1085185 et roue standard CODE 651 et 2651	24"
<input type="checkbox"/> 853	GEKKO, aluminium noir revêtu de poudre avec lèvres en caoutchouc remplaçable, profil de main courante ergo, H 31 mm, uniquement avec la roue Active CODE 695 et la roue Spinergy numéro d'article : 1073640, 1085185 et la roue standard CODE 651 et 2651	24"
<input type="checkbox"/> 168	Main courante Optigripp spéciale pour tétraplégiques	24"
<input type="checkbox"/> 166	Couvre main courante en silicone, lisse, noir Non compatible avec la main courante en aluminium CODE 494	24"
<input type="checkbox"/> 692	Ecart étroit des mains courantes	24"
<input type="checkbox"/> 693	Ecart large des mains courantes	24"

Largeur totale du dégagement de la main courante, voir les informations jointes.

## 07 PNEUS (INCOMPATIBLES AVEC LES ROUES XTREND)

CODE	DESIGNATION	Ø
<input type="checkbox"/> 496	Pneus gonflés 8 bar	24 x 1"
<input type="checkbox"/> 395	Pneus gonflés Primo noir,avec protection contre les crevaisons 10 bar	24 x 1"
<input type="checkbox"/> 897	Pneus Schwalbe,Marathon Plus Evolution,protection contre les crevaisons 10 bar <b>CAUTION!</b> Limited delivery capacity	24 x 1" 25 x 1" 26 x 1"
<input type="checkbox"/> 363	Pneus Schwalbe ONE,sans profil,protection contres les crevaisons 9 bar <b>CAUTION!</b> Limited delivery capacity	24 x 1"
<input type="checkbox"/> <small>New</small> 1080617	Système de surveillance de la pression des pneus pour les véhicules à 4 roues	
<input type="checkbox"/> <small>New</small> 1080618	Système de surveillance de la pression des pneus pour les véhicules à 2 roues	

Voir catégorie 05 Hauteur d'assise en combinaison avec la roue motrice.

**Remarque :** Les pneus sont constitués d'un composé de caoutchouc qui peut laisser des marques permanentes ou être difficiles à enlever de certaines surfaces (par exemple, le plastique, le bois ou le parquet, les tapis et les moquettes).

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par l'abrasion au revêtement de sol.

Veuillez sélectionner en cochant les cases appropriées

**Version standard** : Si aucune autre sélection n'est effectuée, la version standard sera livrée.

## 08 Freins

CODE	DESIGNATION
<input type="checkbox"/> 305	Frein à pression pour utilisateur
<input type="checkbox"/> 2595	"Frein à pression Light en aluminium,pivotant
<input type="checkbox"/> <sup>New</sup> 681	Rallonge de levier de frein, articulée, montée fixe uniquement en association avec CODE 305

## 09 COUSSIN D'ASSISE

CODE	DESIGNATION
<input type="checkbox"/> 560	Coussin d'assise 30 mm
<input type="checkbox"/> 561	Coussin d'assise60 mm
<input type="checkbox"/> 562	Fleece strips on seat belt

### Netti Contour COUSSIN

<sup>New</sup>

CODE	ARTICLE	DESIGNATION	COVER	LARGEUR	PROFONDEUR
<input type="checkbox"/> 7199	197302	Netti Contour	Housse 3D respirante	40	40
<input type="checkbox"/> 7199	197303	Netti Contour	Housse 3D respirante	40	45
<input type="checkbox"/> 7199	197304	Netti Contour	Housse 3D respirante	43	40
<input type="checkbox"/> 7199	197305	Netti Contour	Housse 3D respirante	43	45
<input type="checkbox"/> 7199	197306	Netti Contour	Housse 3D respirante	45	40
<input type="checkbox"/> 7199	197307	Netti Contour	Housse 3D respirante	45	45
<input type="checkbox"/> 7199	197308	Netti Contour	Housse 3D respirante	45	50
<input type="checkbox"/> 7199	197309	Netti Contour	Housse 3D respirante	50	45
<input type="checkbox"/> 7199	197310	Netti Contour	Housse 3D respirante	50	50

Veuillez sélectionner en cochant les cases appropriées

**Version standard** : Si aucune autre sélection n'est effectuée, la version standard sera livrée.

### Coussins de siège Ride Forward

LARGEUR D'ASSISE	380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm
300 mm	7600 <input type="checkbox"/>	7504 <input type="checkbox"/>				
330 mm						
360 mm	7604 <input type="checkbox"/>	7506 <input type="checkbox"/>	7605 <input type="checkbox"/>	7507 <input type="checkbox"/>		
380 mm	7508 <input type="checkbox"/>	7607 <input type="checkbox"/>	7509 <input type="checkbox"/>	7608 <input type="checkbox"/>		
410 mm	7609 <input type="checkbox"/>	7510 <input type="checkbox"/>	7511 <input type="checkbox"/>	7512 <input type="checkbox"/>	7610 <input type="checkbox"/>	7513 <input type="checkbox"/>
430 mm		7611 <input type="checkbox"/>	7514 <input type="checkbox"/>	7515 <input type="checkbox"/>		
460 mm	7612 <input type="checkbox"/>	7516 <input type="checkbox"/>	7613 <input type="checkbox"/>	7517 <input type="checkbox"/>	7614 <input type="checkbox"/>	7518 <input type="checkbox"/>
480 mm		7615 <input type="checkbox"/>		7616 <input type="checkbox"/>		7617 <input type="checkbox"/>
510 mm	7618 <input type="checkbox"/>	7519 <input type="checkbox"/>	7619 <input type="checkbox"/>	7520 <input type="checkbox"/>	7620 <input type="checkbox"/>	7521 <input type="checkbox"/>

Veuillez sélectionner en cochant les cases appropriées

**Version standard** : Si aucune autre sélection n'est effectuée, la version standard sera livrée.

### Coussins de siège Ride Java

LARGEUR D'ASSISE	COUSSIN RIDE JAVA (PROFONDEUR D'ASSISE)					
	380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm
300 mm	7639 <input type="checkbox"/>	7640 <input type="checkbox"/>				
330 mm	7644 <input type="checkbox"/>	7645 <input type="checkbox"/>				
360 mm	7648 <input type="checkbox"/>	7523 <input type="checkbox"/>		7649 <input type="checkbox"/>		
380 mm	7524 <input type="checkbox"/>	7651 <input type="checkbox"/>	7525 <input type="checkbox"/>	7652 <input type="checkbox"/>	7653 <input type="checkbox"/>	7654 <input type="checkbox"/>
410 mm	7656 <input type="checkbox"/>	7526 <input type="checkbox"/>	7657 <input type="checkbox"/>	7527 <input type="checkbox"/>	7658 <input type="checkbox"/>	7528 <input type="checkbox"/>
430 mm	7660 <input type="checkbox"/>	7661 <input type="checkbox"/>	7529 <input type="checkbox"/>	7662 <input type="checkbox"/>	7663 <input type="checkbox"/>	7664 <input type="checkbox"/>
460 mm	7666 <input type="checkbox"/>	7530 <input type="checkbox"/>	7667 <input type="checkbox"/>	7531 <input type="checkbox"/>	7668 <input type="checkbox"/>	7532 <input type="checkbox"/>
480 mm	7670 <input type="checkbox"/>	7671 <input type="checkbox"/>	7672 <input type="checkbox"/>	7673 <input type="checkbox"/>	7674 <input type="checkbox"/>	7675 <input type="checkbox"/>
510 mm	7677 <input type="checkbox"/>	7533 <input type="checkbox"/>	7678 <input type="checkbox"/>	7534 <input type="checkbox"/>	7679 <input type="checkbox"/>	7535 <input type="checkbox"/>

### 10 Hauteur de dossier (BH)

CODE	HD	DESCRIPTION
<input type="checkbox"/> 620	250 mm	Sangle arrière, réglable par la suite via des fermetures auto-agrippantes
<input type="checkbox"/> 626	300 mm	Sangle arrière, réglable par la suite via des fermetures auto-agrippantes
<input type="checkbox"/> 631	350 mm	B Sangle arrière, réglable par la suite via des fermetures auto-agrippantes
<input type="checkbox"/> 632	400 mm	Sangle arrière, réglable par la suite via des fermetures auto-agrippantes

\*hauteur de dossier individuelle sur demande

Veuillez sélectionner en cochant les cases appropriées

**Version standard** : Si aucune autre sélection n'est effectuée, la version standard sera livrée.

### 11 Dossier (standard à 90° par rapport ) rabattable sur siège en standard, réglable en angle et verrouillable (dossier angle : -5°/ +5°/ + 10°)

CODE	DESIGNATION
<input type="checkbox"/> 410	Dossier avec poignée de poussée courte
<input type="checkbox"/> 411	Dossier sans poignée de poussée
<input type="checkbox"/> 502	Dossier avec poignée de poussée, monté sur tube arrière, réglage en hauteur en continu jusqu'à 150 mm possible uniquement à partir de HD 300 mm
<input type="checkbox"/> 141	Poignées de poussée, escamotables
<input type="checkbox"/> 2032	Pelottes ErgoSeat Pro, petit, paire. Recommandé avec des hauteurs de dossier de 300 à 400 mm
<input type="checkbox"/> <small>New</small> 2310*	Tubes arrière étendus de 15 mm par côté
<input type="checkbox"/> <small>New</small> 2311*	Tubes arrière étendus de 25 mm par côté
<input type="checkbox"/> <small>New</small> 2312*	Tubes arrières rétractés 15 mm par côté
<input type="checkbox"/> <small>New</small> 2313*	Tubes arrières rétractés 25 mm par côté

\*à partir de la hauteur du dossier 350 mm

### 12 Couleurs de la sangle arrière

CODE	DESIGNATION
<input type="checkbox"/> 235	Textile noir
<input type="checkbox"/> 292	Tissu en filet, respirant, noir

### 13 Accoudoirs et manchettes

Veuillez respecter les propriétés fonctionnelles indiquées !

1 = fixe 2 = pivotant vers le haut 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec enjoliveur

CODE	DESIGNATION	1	2	3	4	5	6
<input type="checkbox"/> 783	Panneau latéral en carbone incl. support de carbone	●					●
<input type="checkbox"/> 100	Panneau latéral en aluminium couleur cadre avec revêtement anti-froid, fixe						●
<input type="checkbox"/> 24	Support de panneau latéral escamotable sur le côté, uniquement en association avec CODE 100, 783 ou sans panneau latéral. * Disponible à partir de janvier 2022			●			
<input type="checkbox"/> 11	Panneau latéral amovible (position de montage) pas en rapport avec CODE 2903			●			●
<input type="checkbox"/> 2903	Panneau latéral renforcé, aluminium noir						

CODE	DESIGNATION	CHOIX DE COULEUR
<input type="checkbox"/> 2205	Panneaux latéraux et repose-pieds dans la couleur au choix, uniquement en association avec le panneau latéral en aluminium CODE 100	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

Veuillez sélectionner en cochant les cases appropriées

**Version standard** : Si aucune autre sélection n'est effectuée, la version standard sera livrée.

## 14 Repose-jambes

CODE	DESIGNATION	LJ
<input type="checkbox"/> <small>New</small> 99	Repose-pieds monobloc en carbone, réglable en hauteur, profondeur et angle	310 - 480
<input type="checkbox"/> 311	Repose-pieds tubulaire, aluminium, réglable en hauteur, noir mat	360 - 480
<input type="checkbox"/> 312	Repose-pieds monobloc, réglable en hauteur, profondeur et angle	310 - 480
<input type="checkbox"/> 359	Sangle mollet	
<input type="checkbox"/> 76	Repose-pieds monobloc, réglable en hauteur et rabattable arrière uniquement avec roues pivotantes 100mm et 125mm (à partir SW 360 mm)	360 - 480
<input type="checkbox"/> 4312	Repose-pieds LED stable en profilé d'aluminium incl.phare et feu arrière couleur du cadre, monobloc, réglables hauteur, profondeur et angle, incl. Module Bluetooth (à partir Largeur d'assise 400 mm)	360 - 480
<input type="checkbox"/> 4313	Repose-pieds LED stable en profilé d'aluminium incl. phare et feu arrière dans la couleur du cadre, monobloc, réglables en hauteur, profondeur et angle (à partir de SW 400 mm)	360 - 480

Longueur de bas de jambe requise en mm (mesurée sans coussin d'assise) Réglage d'usine par défaut de la longueur de bas de jambe de 310 à 470 mm possible.

## 15 COULEURS DE CHASSIS

CODE	DESCRIPTION	COLOUR
<input type="checkbox"/> 2300	Autocollant réfléchissant	blanc
<input type="checkbox"/> 2301	Autocollant réfléchissant	noir
<input type="checkbox"/> 2302	Autocollant réfléchissant	Tricolore
<input type="checkbox"/> 2303*	Autocollant réfléchissant	Arc en ciel

### STICKER DESIGNS

<input type="checkbox"/> 2304	MEYRA design
<input type="checkbox"/> 2305*	STRIPE design
<input type="checkbox"/> 2306	Autocollant appliqué chez MEYRA. Si l'application CODE 2306 chez MEYRA n'est pas sélectionnée, les kits d'autocollants seront joints en tant que version à faire soi-même.

\* pas en rapport avec les couleurs blanc, noir et tricolore et le design MEYRA

## 16

### 5 Couleurs de chassis

CODE	DESCRIPTION
<input type="checkbox"/> 4920	Peinture humide individuelle *Veuillez mentionner la couleur RAL ou le CODE de la peinture automobile

Veuillez sélectionner en cochant les cases appropriées

**Version standard** : Si aucune autre sélection n'est effectuée, la version standard sera livrée.

17

**Options de fauteuil roulant****Protège-mains et protège-rayons**

CODE	DESIGNATION
<input type="checkbox"/> 489	ransparent pas en conjonction avec la roue Spinerger art. non. 1073640 et jantes magnésium 1081357, 1081358, 1081359, 1081360, 1081361

**ANTI-BASCULES**

<input type="checkbox"/> 728	Anti-bascules une paire, escamotables (recommandé) Non compatible avec le tube pas à pas CODE 309
<input type="checkbox"/> 729	1 Anti-basculé, escamotable, montée à gauche
<input type="checkbox"/> 730	1 Anti-basculé, escamotable, montée à droite
<input type="checkbox"/> 309	Béquille anti-basculé (one pair)
<input type="checkbox"/> 4930	1 béquille anti-basculé, monté à gauche, pas en liaison avec les roulettes d'appui CODE 728/729
<input type="checkbox"/> 4931	1 béquille anti-basculé, monté à droite, pas en liaison avec les roulettes d'appui CODE 728/729

**Autres accessoires**

<input type="checkbox"/> 833	Sangle de retenue avec boucle
<input type="checkbox"/> 819	Éclairage passif
<input type="checkbox"/> 205542100	Compresseur à main
<input type="checkbox"/> 951	Filet d'accessoires
<input type="checkbox"/> 970	Porte canne en combinaison avec la béquille anti-basculé

Date:

Signature:

As at: 2021-09-13

**USER DETAILS**


First name*:	<input type="text"/>
Last name*:	<input type="text"/>
House no./street:	<input type="text"/>
Postcode:	<input type="text"/>
Town/City*:	<input type="text"/>
Country:	<input type="text"/>
Date of birth*:	<input type="text"/>
Diagnosis -1-:	<input type="text"/>
Diagnosis -2-:	<input type="text"/>
Tel. (landline):	<input type="text"/>
Tel. (mobile):	<input type="text"/>
eMail:	<input type="text"/>
Order no.:	<input type="text"/>

Please note that fields marked \* are mandatory!

**BODY MEASUREMENTS (IN MM):**

Please refer to the sketches in the enclosed information!

1) Seat depth*:	<input type="text"/>
2) Seat width*:	<input type="text"/>
3) Chest width:	<input type="text"/>
4) Chest depth:	<input type="text"/>
5) Elbow height:	<input type="text"/>
6) Arm pit height:	<input type="text"/>
7) Back height:	<input type="text"/>
8) Head height:	<input type="text"/>
9) Forearm length:	<input type="text"/>
10) Lower leg length*:	<input type="text"/>
Height*:	<input type="text"/>
Weight (kg)*:	<input type="text"/>



All seat dimensions are always measured without seat cushion!

I hereby confirm that all details are complete and correct.  
I consent to the information/data I provide and the photos/videos taken of me being passed on to MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, 32689 Kalletal, Germany) and specialist retailers for the purposes of implementing the contract/manufacturing the product.

.....  
Date/signature

It is hereby confirmed that all details are complete and correct.

.....  
Date/signature of the specialist retailer



03

Article 1072385



03

Article 1072386



03

Article 1088444



05

CODE 848




05

CODE 651



05

CODE 695



05

CODE 752



05

Article 1068705



05

Article 1068707



05

Article 1073640



05

Article 1068713



06

CODE 849



06

CODE 850



06

CODE 853



08

CODE 2595



11

CODE 410



11

CODE 2310



11

CODE 141



12

CODE 748




13

CODE 100




14

CODE 312



14

CODE 4312



17

CODE 729