



Netti® 4U CE

LE PREMIER FAUTEUIL
MULTIFONCTION DE
LA GAMME NETTI

- Le fauteuil de confort économique et efficace
- Dossier souple intégré avec maintiens latéraux
- Revêtement lavable Easy Care pour coussins de dossier et d'assise

NETTI 4U CE

LE PREMIER FAUTEUIL MULTIFONCTION DE LA GAMME NETTI

Le Netti 4U CE est la variante économique du Netti 4U CED avec un poids identique et un encombrement minimal.

COMPACT
EASY-TO-USE



SPÉCIFICITÉS



400-500 mm
Largeur d'assise



425-500 mm
Profondeur d'assise



500 mm
Hauteur dossier



465-500 mm
Hauteur d'assise sans coussins



-5° - +20°
Inclinaison d'assise



88° - 135°
Inclinaison de dossier



135 kg
Poids max. utilisateur



28 - 32 kg
Poids sans coussins



Max. 135 kg
Crash testé

LÉGER ET COMPACT

La largeur totale des Netti 4U n'est que de 180 mm de plus que la largeur d'assise - 195 mm de plus avec freins accompagnant ... en plus d'être les plus légers du marché.

Tout les Netti 4U sont légers et faciles à utiliser grâce aux fonctions reconnaissables à leur couleur rouge. De plus, les fauteuils 4U sont dotés d'une proclive pour une plus grande sécurité, permettant de s'asseoir et de se relever facilement du fauteuil.

REVÊTEMENT FACILEMENT LAVABLE

Ce revêtement se nettoie facilement à l'aide d'une éponge ou avec un détergent/désinfectant et respecte les règles d'hygiène en vigueur. Il est tout à fait indiqué pour un usage dans des Centres ou Etablissements Hospitaliers.

DOSSIER AVEC MAINTIENS LOMBAIRES ET LATÉRAUX

Le Netti 4U CE dispose d'un dossier ergonomique et d'un coussin de dossier intégré, avec retours latéraux de 100 mm. L'utilisateur sera ainsi stabilisé en position droite dès la position assise.

PROFONDEUR D'ASSISE RÉGLABLE

La profondeur d'assise est facilement réglable sur 80 mm (425 à 500 mm) en ajustant la position du dossier par rapport à l'assise, sans modifier le réglage des relève-jambes.

POSITION D'ASSISE VARIABLE

Afin de proposer une plus grande flexibilité dans les changements de positions, le dossier est réglable en inclinaison jusqu'à 45° et la bascule d'assise de plus de 20°. Pour faciliter le transfert assis-debout, l'assise peut être inclinée vers l'avant de 5°.





 **Meyra Netti SAS**
11 rue du Bois du Pont,
Lot 2, ZI Béthunes
95310 St Ouen L'Aumône

Division Netti
info@my-netti.com
Tel.: 04 50 27 37 63
Fax: 04 50 60 51 80

www.my-netti.fr
