








<b>FICHE TECHNIQUE :</b>		<b>DECHETS MEDICAUX</b>		
Désignation :		<b>Collecteur 2L</b>		
Gamme :		<b>STIL'ECO PACTO +</b>		
Réf. STIL'eco : <b>ST08020</b>		Date : 20/05/2021		

  <p>«Risque biologique»</p> 	<p><b>Dimensions :</b> 192 x 126 x (h) 130 mm</p> <p><b>Poids :</b> 200 gr</p> <p><b>Matière :</b> PP</p> <p><b>Volume total :</b> 2L / <b>Volume de remplissage :</b> 1,56L</p> <p><b>Couleurs :</b> Jaune et blanc</p> <p><b>Résistances :</b> Perforation et chute</p> <p><b>Normes :</b> Conforme NF EN ISO 23907-1 2019 , label NF 302 et homologué ADR</p> <p><b>Caractéristiques :</b> Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes</p>
	

<b>Composition :</b> Kit de 2 pièces		<b>Codes GTIN (code-barres) :</b>	
<b>Pièce 1 :</b> Cuve 2 Litres jaune, avec étiquette '2L'		GTIN collecteur :	GTIN carton :
<b>Pièce 2 :</b> Couvercle blanc avec trappe			
<b>Remarque :</b> Couvercle à assembler sur la cuve par l'utilisateur		3 701206 500857	3 701206 500895

<b>Conditionnement :</b>		
<b>Dimensions carton :</b> 600x300(h)x400 mm	<b>Quantité par carton :</b> 50 Kits	<b>Poids du carton :</b> 11 Kg
<b>Dimensions palette :</b> 1200x800x2200mm	<b>Quantité par palette :</b> 1400 Kits	<b>Poids palette :</b> 318 Kg
<b>Nombre de carton par palette :</b> 28		

<b>Description :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.</li> <li>- Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture ovale (environ 90 x 45mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles / lames de bistouris.</li> </ul>

<b>Accessoires / options :</b>	
<b>Plateau de soins :</b>	Réf. ST04090 / 1 partie fixation / 2 parties stockage de matériel
<b>Support plan ventouses :</b>	Réf. ST03895 / Il permet la fixation du collecteur sur toute surface plane
<b>Support chariot fil inox rotatif :</b>	Réf. ST04071 / Fixation sur tubes
<b>Support chariot universel :</b>	Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco (support métallique)
<b>Support équerre pour chariot modulaire (E+ / Maxi) :</b>	Réf. ST04123 / Adaptable sur les chariots
<b>Support équerre avec système d'accroche horizontal et vertical (E+ / Maxi) :</b>	Réf. ST04123P /



Plateau de soins



Support Plan Ventouses



Support Chariot Universel



Support Chariot fil inox rotatif



Support Equerre pour chariot modulaire



Support Equerre avec système d'accroche horizontal et vertical