

Pince de préhension RevoReach™ avec système de blocage Homecraft



Les pinces de préhension RevoReach combinent un design élégant et une poignée facile à saisir, facilitant ainsi le ramassage des objets.

L'aide GripLock offre une option de verrouillage utile et unique. Il permet entre autres de verrouiller les mâchoires serrées une fois l'objet saisi afin de se concentrer uniquement sur le déplacement de l'objet.

Ce mécanisme propose 3 fonctions :

Verrouillage standard : Permet d'utiliser le verrou à l'aide du pouce ou de la main. Activez donc le verrouillage manuellement.

Prise et maintenu : Une fonction innovante qui permet de bloquer les mâchoires dès lors que la gâchette est pressée.

Réglage précis : Une fonction utile qui permet réduire l'amplitude des mâchoires à mi-course. Idéal pour la saisie de petit objets ou d'espace restreints.

Enfin, la conception de la pince de préhension propose un poids concentré vers la poignée ce qui facilite sa manipulation. La poignée épaisse vous permet d'utiliser la pince avec plusieurs doigts, ce qui réduit considérablement l'effort à l'utilisation.

Caractéristiques :

- Ligne épurée, moderne
- Légère et équilibrée
- Poignée ergonomique et antidérapante
- Robuste
- Mâchoires striées anti-glisse
- Mâchoires pivotantes et qui peuvent se cloquer de différentes manières
- Facilite la saisie des objets difficiles à atteindre
- Etend votre portée pour les objets tombés par terre ou dans des armoires hautes
- Conçu avec une prise confortable et ergonomique qui réduit l'effort de pression
- Idéal pour les personnes souffrant d'arthrite, qui se remettent d'une chirurgie de la hanche ou du genou et les personnes handicapées
- La mâchoire pivotable facilite l'accès aux objets dans les espaces restreints