

Fauteuil releveur 4 moteurs


Minotaure



Réf : PRISTE124

NOMBRE DE MOTEURS	4
REVÊTEMENT	Finition style Nubuck, marron
DENSITÉ DE LA MOUSSE	30 kg/m ³
LARGEUR HORS TOUT	79 cm
PROFONDEUR HORS TOUT	97 cm
HAUTEUR HORS TOUT	104 cm
LARGEUR ASSISE	56 cm
PROFONDEUR ASSISE	54,5 cm
HAUTEUR SOL/ASSISE	49,5 cm
HAUTEUR DOSSIER	49,5 cm
POIDS DU FAUTEUIL	66 kg
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	160 kg

- Look moderne et design.
- Bi-moteur qui s'allonge complètement à plat.
- Appui-tête électrique et support lombaire électrique.



Marron