

G A M M E S T A N D A R D



Stretto Flex

LE FAUTEUIL D'EXTÉRIEUR AUSSI COMPACT QU'UN FAUTEUIL D'INTÉRIEUR

Le 6 roues qui vous accompagnera partout où vous le souhaitez. Le STRETTO a la base roulante la plus compacte du marché pour un fauteuil d'extérieur.

Conduire un fauteuil roulant n'aura jamais été si simple et agréable.

Il sera un atout pour les utilisateurs contraints d'évoluer dans un intérieur étiqué ou dans un lieu public extrêmement fréquenté. Adapté à tous les budgets grâce à ses nombreuses configurations, le STRETTO est également disponible en version Full Power.

QUANTUM

Spécifications

ROUES MOTRICES	14" ou 12,5" pneumatiques ou bandages
ROUES DIRECTRICES	Avant: 5" bandages Arrière: 6" bandages
VITESSE MAXIMUM ¹	Jusqu'à 10 km/h
GARDE AU SOL	74 mm
RAYON DE GIRATION ²	533 mm
LONGUEUR HORS-TOUT ²	826 mm
LARGEUR DE LA BASE ROULANTE	519 mm avec roues motrices 12,5" 545 mm avec roues motrices 14"
TAILLES D'ASSISES	Largeur: 380 à 508 mm Profondeur: 405 à 508 mm
HAUTEUR SOL/PLAQUE D'ASSISE	420 à 495 mm
BATTERIES ³	2x 40 Ah (62Ah avec lift)
POIDS DES BATTERIES ⁵	40Ah: 14 kg chacune 62Ah: 18 kg chacune
ELECTRONIQUE ⁶	NE+ (de série), Q-Logic 3 Lite ou Q-Logic 3 en option
CHARGEUR	8A externe
MOTEURS	2 pôles, 1200/200w
POIDS MAX UTILISATEUR ⁴	136 kg
POIDS DE LA BASE	57 kg (sans batteries)

1. La vitesse peut varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge, l'état des batteries et la pression des pneus.
2. Sans palettes
3. La capacité des batteries peut varier selon l'utilisation et/ou l'ajout de fonctions électriques.
4. La capacité maximum du poids de l'utilisateur est définie en fonction de l'assise choisie.
5. Le poids des batteries peut varier de +/- 1.4 kg d'après les données fournisseur.
6. Tous les fauteuils Quantum Rehab peuvent être commandés avec des commandes spéciales.

Caractéristiques

- Base roulante la plus étroite du marché pour un fauteuil d'extérieur
- 6 roues, motricité centrale, pour une stabilité maximale
- Les roues pivotantes à faible impact à l'avant et à l'arrière empêchent le blocage des roues et offrent une adhérence et une stabilité parfaites
- Nombreux coloris disponibles
- Proclive
- Garde-boue
- Bascule d'assise électrique jusqu'à 45°
- Disponible en version Full Power

Options disponibles

liste non exhaustive

- Lift
- Equipement route
- Tierce-personne
- Ceinture à enrouleur
- Relève-jambes électrique
- Coussins d'assises Stealth
- Dossiers ADI
- Accessoires de positionnement
- Commandes spéciales

Coloris



Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45
quantumrehab.fr • info@pridemobility.fr



V270520