



SIXI QUATRO



Fauteuil Roulant Manuel Pliant EVOLUTIF
4 roues entièrement configurable et
adaptable aux besoins spécifiques de
l'utilisateur



RUPIANI

SIXI QUATRO

SIXI QUATRO est un **fauteuil roulant manuel 4 roues**, de conception française, développé à partir du concept du fauteuil Sixi 6 roues. Il est évolutif en largeur (40-45-50cm) et en profondeur (de 42 à 50cm). Sa structure en **aluminium** avec un système de pliage par **double croisillon**, lui assure une rigidité exceptionnelle. L'ergonomie de la position des roues de propulsion permet de faciliter l'accès aux mains courantes et de **réduire fortement les risques de troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs**.

- Un **système innovant breveté de réglage** grâce à ses 6 sangles d'assise, sur une amplitude de 15 degrés, (de -5° à +10°), permet de personnaliser le fauteuil aux besoins de **stabilité du bassin** de l'utilisateur. Il permet également de faciliter la **propulsion podale** pour des personnes ayant des déficiences musculaires des membres supérieurs ou une utilisation main-pied pour les personnes ayant une hémiplegie. Son système permet également de configurer un biseau crural **évitant le glissement avant du bassin**, il assure une décharge ischiatique pour **éviter les escarres** ainsi qu'une reproductibilité de ces réglages à l'aide d'un **code personnalisé** assurant de retrouver une position optimale durable dans le temps. Sont fournis en standard des repose-jambes permettant un réglage d'inclinaison (de 90° à 0°) des segments jambiers réduisant les tensions dues aux rétractions des ischio-jambiers.
- Son dossier inclinable équipé d'un système de 5 sangles réglables en tension, permet de **configurer le dossier en épousant parfaitement le dos de l'utilisateur** même avec une cyphose prononcée. Ce dispositif assure également une stabilité latérale du tronc renforcée.
- Des équipements spécialisés de positionnement de notre gamme **Varilite** peuvent être également installés sur le **SIXI QUATRO**.
- Son **cadre unique évolutif** en largeur, de 40 à 50cm, et en profondeur, de 42 à 50cm, permet d'assurer toutes les configurations, pour parfaire le bon positionnement de l'utilisateur.

Ce fauteuil offre :

- **Une maniabilité facilitée par rapport aux fauteuils standards,**
- **Un réglage personnalisé de l'assise et du dossier**
- **Une possibilité d'utilisation podale ou facilitant l'autonomie du déplacement en cas d'hémiplegie.**
- Une sécurité ressentie et réelle grâce à ses réglages personnalisables.
- La plupart de ces possibilités sont livrées en standard là où d'autres les proposent en option.



**SIXI QUATRO** (Version Configurée)

Date :
 Nom de l'utilisateur :
 Code client :
 Cachet du distributeur :

Equipement de série

Fauteuil de confort actif, avec inclinaison de dossier réglable par outil de 80° à 110°; longueur compacte, **ajustable en hauteur, large et profond**.

- > **Châssis 4 roues** avec une **maniabilité** optimale et une **position de propulsion optimisée**.
- > Système d'**assise brevetée, configurable par 6 sangles, avec inclinaison d'assise réglable de -5° à +10°**
- > Roues arrière 22" à démontage rapide.
- > Reposes jambes articulés **0°-90°**, avec sangles talonnières et palettes réglables en largeur et en angle.
- > Frein à pousser.
- > **Dossier souple à 5 sangles réglables en tension**.
- > Coussin d'assise.
- > Largeur d'assise ajustable grâce a son **double croisillon** réglable de 40cm à 50cm.
- > Profondeur d'assise réglable de 42cm à 50cm
- > Hauteur sol / siège réglable de 40.5cm à 48cm (voir matrice de réglage page 3)
- > Poids maxi utilisateur 125kg
- > Compatible Motorisation Minotor de chez Benoit Systèmes

(1) Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société Rupiani

- (a) **Nouveau code LPPR Rupiani** : 9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€
- (b) **Nouveau code LPPR Rupiani** : 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€
- (c) **Nouveau code LPPR Rupiani** : 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76€
- (d) **Code LPPR** : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€
- (e) **Nouveau code LPPR Rupiani** : 9369563 - VHP, PROP. MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€
- (f) **Nouveau code LPPR Rupiani** : 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€
- (g) **Nouveau code LPPR Rupiani** : 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE (ancien code 4325302) : 63.41€

		Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR ⁽¹⁾
		TTC	HT	
• Equipement standard ○ Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard				
FMS3022	FAUTEUIL MANUEL SIXI QUATRO <input checked="" type="checkbox"/>	884.97	838.83	884.97 a+2b+2c
Format d'assise (3 croix)				
FMS1...	Largeur d'assise <input type="checkbox"/> 40(1) / <input type="checkbox"/> 45(2) / <input type="checkbox"/> 50(3)	•	•	
	Profondeur d'assise <input type="checkbox"/> 42(2) / <input type="checkbox"/> 44(3) / <input type="checkbox"/> 46(4) / <input type="checkbox"/> 48(5) / <input type="checkbox"/> 50(6)	•	•	
	Hauteur sol siège <input type="checkbox"/> 40(3) / <input type="checkbox"/> 43(4) / <input type="checkbox"/> 45(5) / <input type="checkbox"/> 48(6)	•	•	
Roues avant				
FAS5000	Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir <input type="checkbox"/>	•	•	
Roues centrales				
FAS5072	Roues radiales rayonnées 22" pneumatiques noirs, mains courantes alu <input type="checkbox"/>	•	•	
FAS5070	Roues radiales rayonnées 22" , bandages noirs, mains courantes alu <input type="checkbox"/>	○	○	
FAS5071	Roues radiales rayonnées 22" , pneumatiques haute pression Schwalbe , jantes alu noires, mains courantes aluminium <input type="checkbox"/>	168.05	159.29	
FAS5075	Supplément pour roues rayonnées avec frein tambour 22" <input type="checkbox"/>	439.20	416.30	



		Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR(1)
		TTC	HT	
• Equipement standard ○ Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard				
Dossier				
FAS6050	Dossier ajustable en tension. 5 sangles de réglages Coussin de dossier adapté a toutes les largeurs d'assises Réglable en hauteur	<input type="checkbox"/>	•	•
SAP3603	Cale tronc souple (paire)	<input type="checkbox"/>	127.08	120.45
Coussins d'assise				
SAP50XX	Coussin standard	<input type="checkbox"/>	•	•
SAP51XX	Supplément pour Coussin visco plat classe II a <i>en remplacement du coussin standard</i>	<input type="checkbox"/>	34.10	32.32 +34.10 (d-b)
SAP80XX	Supplément pour Coussin Equilibre II <i>en remplacement du coussin standard</i>	<input type="checkbox"/>	173.87	164.81
Accoudoirs				
FAS1070	Accoudoir escamotable et amovible, réglable en hauteur, ajustable Avant / Arrière	<input type="checkbox"/>	•	•
FAS2050	Gouttière multi réglable. Gauche Réglage en rotation, hauteur et profondeur.	<input type="checkbox"/>	151.03	143.16 119.39(e)
FAS2051	Gouttière multi réglable. Droite Réglage en rotation, hauteur et profondeur.	<input type="checkbox"/>	151.03	143.16 119.39(e)
FAS2070	Demi-tablette, côté gauche (incompatible gouttière gauche)	<input type="checkbox"/>	176.73	167.52 76.84(f)
FAS2071	Demi-tablette, côté droit (incompatible gouttière droite)	<input type="checkbox"/>	176.73	167.52 76.84(f)
Appui-Tête				
FAS4011	Appui-Tête Essentiel	<input type="checkbox"/>	63.41	60.10 63.41(g)
FAS4012	Appui-Tête Contour	<input type="checkbox"/>	145.84	138.24 63.41(g)
FAS4010	Appui-Tête Original	<input type="checkbox"/>	145.84	138.24 63.41(g)
Repose Jambes et Repose Pieds				
FAS3014	Repose Jambe Articulé Gauche SIXI Réglage en angle 0° - 90° Palettes de repose pieds réglables en angle et en largeur Sangles talonnières	<input type="checkbox"/>	•	•
FAS3015	Repose Jambe Articulé Droit SIXI Réglage en angle 0° - 90° Palettes de repose pieds réglables en angle et en largeur Sangles talonnières	<input type="checkbox"/>	•	•
FAS3052	Repose Pied Gauche SIXI	<input type="checkbox"/>	○	○ -105.76
FAS3053	Repose Pied Droit SIXI	<input type="checkbox"/>	○	○ -105.76
Autres options				
FAS6100	Pédale de franchissement d'obstacles	<input type="checkbox"/>	68.07	64.52
FAS6101	Roulettes anti-bascule avec levier basculeur, la paire	<input type="checkbox"/>	79.00	74.88
Nombreuses options de positionnement, éléments de formes, ceintures et harnais disponibles. Se référer aux bons de commandes spécifiques et les joindre à la commande.				
TOTAL				