

TENA Pants ProSkin Normal Large



Dénomination	Sous-vêtement absorbant jetable
Taille	T3 / Large
Référence	791669
Code ACL/EAN	7322541360140
Marquage CE	128745
Poids total (+/- 7%)	61 g
Dimension produit (+/- 7%)	750 x 830 mm
Tour de taille du patient	100 - 135 cm

Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	1010 ml
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose * 80 ml	19 s

Respirabilité

Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Côtés	Respirant

Tolérance Cutanée

Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex Accrédité par la Skin Health Alliance
--------------------------------------	--



accrédité
par la
Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	18
	Nbre de sachets / carton	4
	Nbre cartons / palette	36
	Compactage	Oui
	Poids du carton	4,849 kg
	Volume carton m3	0,040093
	Volume m3 / 100 pièces	0,056
	Site de production	Olawa (Pologne)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Sensation textile, souple et silencieux	
	Couleur	Blanc
FILM EXTERIEUR	Composition	Non tissé & Polyéthylène
	BREATHABLE ®	Film sensation "textile" perméable à l'air et imperméable aux liquides
VOILE INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant	
	Composition	Non tissé
DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	33 g
	FEEL DRY ®	Système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection
	PULPE	
	Nature	Pulpe chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
Poids	19 g	
SAP		
Nature	Polyacrylate de Sodium	
Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur	
Poids	15 g	
AUTRES	BARRIERES DE SECURITE	
	Double barrière élastique imperméable pour une sécurité anti-fuite optimale	
	Composition des élastiques	Polyuréthane
	Composition du non tissé	Spunbonded-Meltblown
	BODYCLOSE FIT	Elastiques Spandex

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient car ajusté à l'anatomie du patient .
Confort et Sécurité	BODYCLOSE FIT Protection ajustée au corps, coussin absorbant ergonomique et fin pour un maintien optimal. RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané TEMOIN DE MICTION Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

