



Rebord d'assiette incurvé Homecraft® disponible avec un conditionnement en sachet plastique ou sous blister. Le rebord d'assiette incurvé Homecraft® est idéal pour les personnes qui se nourrissent d'une seule main puisqu'il agit comme butée et aide ainsi l'utilisateur à collecter sa nourriture.

Il empêche les aliments de tomber hors de l'assiette et permet de manger avec plus d'autonomie.

En polyéthylène souple, il se fixe facilement, à l'aide de trois clips, sur toute assiette plate standard entre 19 et 25,4 cm.



Déclinaisons :
Sachet plastique | Packaging

- En polyéthylène souple.
- 3 clips de fixation.
- Agit comme butée et empêche aux aliments de tomber de l'assiette.

Caractéristiques :

Références	081306091, 091099167
Best Seller	Oui
Conditionnement	Blister ou sachet plastique
Couleur	Blanc
Poids	45 g
Lave-vaisselle	Oui
Micro-ondes	Oui
Ø extérieur	19 - 25,4 cm