

## SUPPORTS ADHÉSIFS actiTENS



Les supports adhésifs **actiTENS** sont réutilisables plusieurs fois. Le nombre d'utilisations varie selon le type de peau, le climat et les précautions prises pendant l'utilisation et le stockage.

Ils ont été testés pour 7 à 10 collages/décollages. Pour plusieurs séances de stimulation dans la journée, il est conseillé de garder le support adhésif collé sur la peau entre deux séances pour améliorer sa longévité.

La durée de vie du support adhésif est estimée à une semaine de traitement dans ces conditions.

**Référence** : SMB1AB001

### Caractéristiques techniques :

**Type** : Hypoallergénique, auto-adhésif, réutilisable et à usage personnel

**Matière** : Support à base d'adhésif hypoallergénique silicone de grade médical

**Nombre de supports adhésifs** : 1 pack de 2 supports adhésifs

**Dimensions** : 30cmx10cm

