

STYLE X[®] STYLE X[®] ULTRA

STYLE, RIGIDITÉ ET
LÉGÈRETÉ



Que ce soit la version pré-configurée ou totalement configurable, le **Style X** et **Style X Ultra** s'adaptent idéalement aux besoins d'une vie intense.



STYLE, RIGIDITÉ ET LÉGÈRETÉ



Avec leur châssis pliant en aluminium, leur robuste croisillon et leur cadre fermé, les fauteuils **Breezy® Style X®** et **Style X® Ultra** offrent une stabilité et une rigidité supérieures optimisant les performances de conduite. Deux modèles conçus autour d'un seul concept. L'objectif : vous faire bénéficier de l'interchangeabilité des accessoires et options. Ainsi, votre fauteuil s'adapte facilement et rapidement à l'évolution de vos besoins.

- **Style X** : Pour des besoins modérés ou un usage occasionnel. Un modèle pré-configuré avec des caractéristiques et des options pertinentes pour répondre à vos besoins d'utilisateur indépendant. Vous bénéficiez de la même qualité, du même confort et des mêmes performances de conduite que son „grand frère“, ultra configurable.
- **Style X Ultra** : Pour les Utilisateurs avec des besoins spécifiques en terme de confort, de positionnement et de personnalisation. Style X Ultra est le modèle ultra configurable, avec de multiples réglages et une large gamme d'options pour répondre à tous vos besoins cliniques et quotidiens.

STYLE

Un design attrayant souligné par des détails de châssis soigneusement usinés, comme le support de fourches ou la plaque d'axe pour la position des roues arrière. Les potences 80° du Style X Ultra lui donne un caractère compact et actif. Disponible en 5 coloris (Bleu Navy, Blanc pur, Vert pomme, Rouge brillant et Gris Selenium).



Support de fourche innovant



Potences 80° (Style X Ultra)

RIGIDE & LÉGER

Le fauteuil Style X intègre de nombreux éléments pour une rigidité supérieure: receveurs des tubes de dossier en T et moulés, tubes d'assise clipsés dans quatre berceaux, croisillon deux branches tubes profilés haute résistance, supports de fourche innovants avec limiteur de jeu. Toutes ces pièces sont en aluminium pour garantir robustesse et durabilité sans compromettre la légèreté du fauteuil.



Berceau tube d'assise



Receveur en T du tube de dossier indépendant de la plaque d'axe

* Garantie 5 ans:

Châssis et croisillon contre tous vices de fabrication et de matériau.

CONFORTABLE

TRANSFERTS

Une **gâchette ergonomique** permet de verrouiller et de déverrouiller les repose-pieds sans effort.

Les potences 70° & 80°, amovibles et escamotables intérieur/extérieur, facilitent vos transferts et diminuent la longueur de votre fauteuil.

CONFORT D'ASSISE

La toile d'assise matelassée dispose de bandes velcro pour maintenir en place votre coussin et éviter que celui-ci ne glisse.

Il est également très important que votre dos soit bien soutenu pour éviter une mauvaise posture. C'est pourquoi les toiles de dossier du **Style X** et **Style X Ultra** sont toutes réglables en tension à l'aide de **3 à 7 sangles** selon le modèle. La nouvelle toile bi-matière proposée sur le **Style X Ultra** est constituée d'une partie centrale aérée limitant l'accumulation de chaleur optimisant ainsi confort et bien-être.

Des accoudoirs amovibles et relevables (selon modèle), tous réglables en hauteur et dotés de manchettes souples pour un plus grand confort.

DOSSIER INCLINABLE

Le dossier inclinable par vérins à gaz assiste la tierce personne pour vous incliner tout en douceur et en continu. De plus, les **câbles** ne sont plus exposés en étant **intégrés** aux tubes du dossier.

FREINS

Une poignée **ergonomique** et très confortable équipe le frein à pousser et à débattement court. Freinage efficace avec un minimum d'effort. Possibilité d'une rallonge de la poignée de frein pour faciliter les transferts latéraux.



MULTI-RÉGLABLE

Le Style X et Style X Ultra offrent de nombreux ajustements pour s'adapter aux besoins de chacun.



DOSSIER RÉGLABLE EN HAUTEUR

Trois plages de réglage en hauteur pour couvrir tous les besoins en fonction de votre taille et de votre posture. Une courbure lombaire apporte un soutien et un confort maximal.

RÉGLAGES D'ASSISE

1 châssis = 3 profondeurs! La profondeur d'assise s'ajuste facilement sans outils, grâce au croisillon qui peut coulisser de 41 à 43.5 cm et jusqu'à 46 cm avec des outils.

De même, la hauteur d'assise est réglable de 38.5 cm à 51 cm. Vous souhaitez un angle d'assise différent, il suffit de changer la position de la roue avant dans la fourche.



CENTRE DE GRAVITÉ

Une conduite plus ou moins active s'obtient par la position du centre de gravité. En glissant la plaque d'axe vers l'arrière (-2.5 cm, -5 cm), le fauteuil gagne en empattement et devient encore plus stable, idéal pour les personnes amputées. A l'opposé, on obtient une conduite plus dynamique en positionnant les plaques d'axe devant les tubes de dossier (position semi-active à +2.5 cm et active à +5 cm).

CONFIGURABLE

Large choix d'options et accessoires pour configurer votre modèle en fonction de vos besoins.



- Vérins à gaz: inclinaison de 0° à 30° en continu

- Dossier inclinable
- Potences 80° (Style X Ultra)
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et en profondeur avec outils, un point de fixation
- Paire de roulettes anti-bascule relevables (de série sur la version dossier inclinable)
- Appui-tête réglable en angle & profondeur



Potences 70°, escamotables (intérieur/extérieur) et amovibles. Poignée de déverrouillage ergonomique incluant mécanisme pour les personnes avec préhension limitée.



Repose-jambes réglables en inclinaison de 0° à 90°. Equipés de **molettes ergonomiques** pour un réglage assisté et d'appuis-mollets confort.



Style X Ultra: Accoudoir cranté relevable et amovible, manchette 330 mm réglable en hauteur et profondeur **sans outil**.



Style X Ultra: Accoudoir cranté relevable et amovible, manchette 330 mm réglable en hauteur et profondeur avec outil, **poignée de transfert**.



- Dossier fixe avec courbure lombaire 8°
- Style X Ultra: toile de dossier rembourrée bi-matière aérée, réglable en tension, noire et grise
 - Style X Ultra: accoudoirs amovibles, manchettes 330 mm réglables en hauteur et profondeur **sans outil**, un point de fixation.

Roue avant
5" (125x27 mm)
bandage gris



Roue avant
6" (140x40 mm)
bandage souple



Roue avant
6" (150x30 mm)
bandage gris.
Disponible en
bandage noir



Roue avant
8" x 2"
bandage gris



Roue avant
8" x 1"
bandage gris



Roue avant
8" x 1"
pneu gris



Style X Ultra: dossier cassant mi-hauteur permet de réduire l'encombrement du fauteuil pour le transport et le stockage.



Tendeur de dossier pour plus de rigidité. De série avec le dossier inclinable.



Style X Ultra Toile de dossier nylon rembourrée, réglable en tension 7 sangles. Disponible avec 4 sangles

DONNÉES TECHNIQUES

	STYLE X ULTRA	STYLE X
Largeur d'assise (mm)	380 - 405 - 430 - 455 - 480 - 520	380 - 405 - 430 - 455 - 480 - 520
Profondeur d'assise (mm)	410 - 435 - 460	435 (réglable 410; 460 mm)
Hauteur d'assise avant (mm)	385 - 410 - 435 - 460 - 485 - 510	485 (réglable 410 - 510 mm)
Angle d'assise	0° à 6°	0° à 6°
Hauteur de dossier (mm)	375 mm - 450 mm, 480 mm (dossier inclinable)	425 mm - 480 mm (dossier inclinable)
Angle de dossier	courbure lombaire 8° / dossier inclinable: 0 à 30°	courbure lombaire 8° / dossier inclinable: 0 à 30°
Centre de gravité (mm)	50/25/0/-25/-50	50/25/0/-25/-50
Longueur totale (mm)	de 885 mm à 1060 mm	de 910 mm à 1060 mm (potences 70°)
Largeur totale	Largeur d'assise + 180 mm (roues 24") - Largeur d'assise + 140 mm (roues 12")	Largeur d'assise + 180 mm
Hauteur totale (mm)	de 780 mm à 990 mm (990 mm dossier inclinable)	de 805 mm à 990 mm (990 mm dossier inclinable)
Pente de sécurité	0° à 10°	0° à 10°
Poids max. Utilisateur	150 kg	125 kg
Poids fauteuil - à partir de	14.7 kg (largeur 430 mm, roues avant 8", roues arrière 24", toile de dossier 4 sangles, dossier fixe) 13.8 kg (largeur 430 mm, roues avant 8", roues arrière 12", toile de dossier 4 sangles, dossier fixe)	14.7 kg (largeur 430 mm, roues avant 8", roues arrière 24", toile de dossier 3 sangles, dossier fixe)
Poids de transport	8.2 kg (sans roues, ni repose-pieds, ni accoudoirs, ni coussin)	8.2 kg (sans roues, ni repose-pieds, ni accoudoirs, ni coussin)
Coloris	Bleu navy, Blanc pur, Vert pomme, Rouge brillant, Gris selenium	Bleu navy, Blanc pur, Vert pomme, Rouge brillant, Gris selenium
Crash test et marquage CE	Crash Test: oui avec accroches-taxi (poids max. 136 kg) CE: Oui	Crash Test: oui avec accroches-taxi CE: Oui
Garantie	Garantie 2 ans sauf pièces d'usure (ex: toiles, pneumatiques, manchettes..) - 5 ans: châssis et croisillon (contre tous vices de fabrication et de matériau)	
Usage prévu et environnement	Personnes à mobilité réduite (adultes et adolescents), autopropulsion ou fauteuil à pousser par une tierce personne, usage intérieur et extérieur.	



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél: +33 (0)2 47 55 44 00
Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

Pour plus d'informations, sur les fonctions, options et accessoires, veuillez vous référer à la fiche de mesure. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données techniques de ses produits sans préavis.

