

HOSPITAL CARE

AGANI™

Aiguille hypodermique
Informations sur le produit



Aiguille hypodermique stérile, à usage unique

Rendre l'administration de médicaments aussi indolore que possible grâce à la géométrie spéciale de la pointe de lancette acérée et une canule enveloppée de silicone qui permet une pénétration en douceur et empêche tout effet de percussion³.

Description	Matériaux
1 Embase	Polypropylène + master batch
2 Canule	Acier inoxydable
Colle	Colle époxy
Lubrifiant	Huile de silicone

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

Stérilisation
À l'oxyde d'éthylène pour un niveau de stérilité d'au moins 10⁻⁶

Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date d'expiration sont imprimés sur l'emballage
- Ne pas stocker à des températures et à une humidité extrêmes

Précautions

- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation
- Ne pas réutiliser
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Éliminer en toute sécurité après usage unique pour éviter tout risque d'infection

¹ Du temps de qualité pour de meilleurs soins
² "Du temps de qualité pour de meilleurs soins", telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions
³ Injection et accès. ³ Données internes - AGANI introduction material Juin 2020

Gamme de produits

Référence	Couleur	ø de la canule		Longueur de la canule		Biseau	
AN*1838R1	Rose	18G	1,20 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
AN*1838S1	Rose	18G	1,20 mm	1 ½ pouce	38 mm	Court	17°
AN*1925R1	Crème	19G	1,10 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
AN*1938R1	Crème	19G	1,10 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
AN*1938S1	Crème	19G	1,10 mm	1 ½ pouce	38 mm	Court	17°
AN*1950R1	Crème	19G	1,10 mm	2 pouce	50 mm	Standard	11°
AN*2025R1	Jaune	20G	0,90 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
AN*2038R1	Jaune	20G	0,90 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
AN*2116R1	Vert	21G	0,80 mm	5/8 pouce	16 mm	Standard	11°
AN*2125R1	Vert	21G	0,80 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
AN*2138R1	Vert	21G	0,80 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
AN*2150R1	Vert	21G	0,80 mm	2 pouce	50 mm	Standard	11°
AN*2232R1	Noir	22G	0,70 mm	1 ¼ pouce	32 mm	Standard	11°
AN*2238R1	Noir	22G	0,70 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
AN*2316R1	Bleu	23G	0,60 mm	5/8 pouce	16 mm	Standard	11°
AN*2325R1	Bleu	23G	0,60 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
AN*2332R1	Bleu	23G	0,60 mm	1 ¼ pouce	32 mm	Standard	11°
AN*2425R1	Violet	24G	0,55 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
AN*2516R1	Orange	25G	0,50 mm	5/8 pouce	16 mm	Standard	11°
AN*2525R1	Orange	25G	0,50 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
AN*2613R1	Marron	26G	0,45 mm	½ pouce	13 mm	Standard	11°
AN*2623R1	Marron	26G	0,45 mm	7/8 pouce	23 mm	Standard	11°
AN*2716R1	Gris	27G	0,40 mm	5/8 pouce	16 mm	Standard	11°
AN*2719R1	Gris	27G	0,40 mm	¾ pouce	19 mm	Standard	11°
AN*3013R1	Jaune	30G	0,30 mm	½ pouce	13 mm	Standard	11°



Conditionnement

Unité sous blister (Film/Papier)

Boîte unitaire de 100 pièces
Dimensions 105 x 84 x 86 mm
Pour les références d'articles
AN*1950R1 et AN*2150R1
dimensions 105 x 84 x 110 mm

Carton d'expédition 10 000 pièces,
Dimensions 450 x 440 x 450 mm
Pour les références d'articles
AN*1950R1 et AN*2150R1
5 000 pièces, dimensions
545 x 240 x 450 mm

Statut réglementaire

Certification CE –
Dispositif médical de classe IIa

Organisme notifié TÜV Product
Service GmbH, TÜV SUD Group,
CE 0123.

Fabricant Zhejiang Kindly Medical
Devices Co. Ltd. (Chine)

Représentant CE Shanghai
International Corp. GmbH (Europe) -
Hambourg, Allemagne

Distributeur TERUMO EUROPE S.A.
Interleuvenlaan 40, 3001 Louvain,
Belgique

Choisissez parmi une large gamme de 18 G à 30 G

Le diamètre extérieur de l'aiguille peut être reconnu par
l'embase à code de couleur ISO.



TERUMO EUROPE N.V.

Votre partenaire Terumo

Terumo Corporation Terumo Europe N.V.
+81 3 6742 8500 +32 16 38 12 11

Terumo France S.A.S.
Bâtiment Atria – 3ème étage
1 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
France

www.terumo-europe.com

Dispositif médical exclusivement réservé aux
professionnels de santé. Lire attentivement les
instructions décrites sur l'emballage avant toute
utilisation. Date de mise à jour : Février 2023

Tous les noms de marque sont des marques
commerciales ou des marques déposées de
TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires
respectifs. Publié par Terumo Europe S.A.