Bassin de lit et Couvercle bassin de lit
FICHE TECHNIQUE

Description

Dispositif destiné à la collecte des selles et de l'urine.



Caractéristiques générales

- Il s'agit d'un dispositif indiqué pour la collecte des selles et de l'urine, utilisé par les patients, alités, incapables d'utiliser les toilettes.
- En matière plastique, avec une poignée anatomique avec une surface antidérapante et un trou pour mieux l'accrocher.
- Les bordures sont arrondies et la surface est plus large pour plus de confort pour le patient.
- Il résiste jusqu'à 140 kg.

Conformité à la réglementation

Règlement	Dispositif médical au sens du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et de ses modifications ultérieures
Classification du risque	I
Symboles figurant sur le produit	CE MD
Utilisation prévue	Bassin : dispositif destiné à recueillir les selles et l'urine. Couvercle de bassin : destiné à être utilisé avec le bassin, afin d'éviter tout déversement d'excrétions humaines lors de son déplacement.
Système de gestion de la qualité du fabricant	ISO 9001

Rév. 00 - 12/05/2026


Theras Consumer Health S.r.l. considère les informations contenues dans le présent document comme confidentielles et non divulguables.
Theras Consumer Health S.r.l. se réserve le droit exclusif de modifier le présent document en fonction des progrès techniques et de l'évolution de la réglementation relative au produit.

TherasConsumerHealth
Theras Consumer Health S.r.l.
via Benigno Crespi 57, 20159 Milano, Italia
PEC: therasconsumerhealth@legalmail.it
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Milano 14304560965
Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 2773130

Caractéristiques techniques

Validité	La durée de vie est déterminée par l'usure du produit due à son utilisation.
Stérile	Non
Présence de latex	Non
Présence de phtalates	Non
Conditions de conservation	À conserver dans un endroit frais et sec

Composant	Matériau
Poêle (2 formules)	98 % de polypropylène + 2 % de colorant
	98 % de polypropylène, talc, additif + 2 % de colorant
Couvercle (2 formulations)	98 % de polypropylène + 2 % de colorant
	98 % de polypropylène, additif + 2 % de colorant

Caractéristiques techniques	Image	Valeurs
Longueur totale		51,5cm
Largeur maximale		28cm
Hauteur maximale		8,64cm
Volume maximal avec la poêle en position horizontale		2500ml
Volume maximal avec la poêle en position verticale		915ml

Theras Consumer Health S.r.l. considère les informations contenues dans le présent document comme confidentielles et non divulguables.
Theras Consumer Health S.r.l. se réserve le droit exclusif de modifier le présent document en fonction des progrès techniques et de l'évolution de la réglementation relative au produit.

TherasConsumerHealth
Theras Consumer Health S.r.l.
via Benigno Crespi 57, 20159 Milano, Italia
PEC: therasconsumerhealth@legalmail.it
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Milano 14304560965
Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 2773130

Biocompatibilité

Test de biocompatibilité	Conformité
Cytotoxicité	ISO 10993 5
Irritation	ISO 10993 23
Sensibilisation	ISO 10993 10

Mode d'emploi, mises en garde et nettoyage/entretien

Veuillez vous reporter à l'emballage.

Conditionnement

Les mentions suivantes figurent sur les étiquettes et/ou les emballages :

Nom commercial
Fabricant
Fabriqué en
Nmg l r bc am l r_ar
Jmr bc d_ `pga_rgm l
B_rc bc d_ `pga_rgm l
Am l bgrgm l q bc am l qcpt_rgm l cr bc rp_ l qnmpr
Ambc+ `_ppcq - SB¢ B_r_ K_rpgv bc j¦_prgajc

Matériaux d'emballage

Composant	Matériau
Étui	Sachet en LDPE
Unité	Carton ondulé

Élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Fabricant

Theras Consumer Health S.r.l., via Benigno Crespi 57, 20159 Milano, Italia

Theras Consumer Health S.r.l. considère les informations contenues dans le présent document comme confidentielles et non divulguables.
Theras Consumer Health S.r.l. se réserve le droit exclusif de modifier le présent document en fonction des progrès techniques et de l'évolution de la réglementation relative au produit.

TherasConsumerHealth
Theras Consumer Health S.r.l.
via Benigno Crespi 57, 20159 Milano, Italia
PEC: therasconsumerhealth@legalmail.it
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Milano 14304560965
Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 2773130

Gamme

REF	Boîte	Carton	Langues figurant sur l'emballage
60020100000000	1	3	IT, EN, FR, SV, SK, ES, PT, DA, NL, PL, AR
60020100000100	1	30	IT, EN, FR, SV, SK, ES, PT, DA, NL, PL, AR
60020200000000	1	30	IT, EN, FR, SV, SK, ES, PT, DA, NL, PL, AR

UDI

REF	UDI de base	UDI-DI
60020100000000	805582715602001 00EM	08055827150355
60020100000100	805582715602001 00EM	08055827150379
60020200000000	805582715602001 01EP	08055827150362

Révisions

Révision	Motif
00	Première émission

Theras Consumer Health S.r.l. considère les informations contenues dans le présent document comme confidentielles et non divulguables.
Theras Consumer Health S.r.l. se réserve le droit exclusif de modifier le présent document en fonction des progrès techniques et de l'évolution de la réglementation relative au produit.

TherasConsumerHealth
Theras Consumer Health S.r.l.
via Benigno Crespi 57, 20159 Milano, Italia
PEC: therasconsumerhealth@legalmail.it
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Milano 14304560965
Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 2773130