ergoflix



Dossier fixe
Siège rehaussé
Idéal au quotidien

FlixOne

FlixOne : la mobilité accessible

Parce que la liberté de mouvement ne devrait jamais être un luxe.

Notre fauteuil roulant électrique 100% remboursable vous offre une solution facile et pratique pour vous déplacer en toute aisance.

Léger, pliable et compact, le FlixOne combine parfaitement mobilité et accessibilité.

3 161,21 €

FRE-A : Code LPP 9538936



Utilisation mixte

Grandes roues pour l'extérieur et l'intérieur



Batteries escamotables

Batteries amovibles et chargeables séparement



Roulettes anti-bascule

Garantie de sécurité en toute circonstance

ergoflix.fr

Libérez votre mobilité avec le FlixOne

Simple, fiable et pris en charge

Joystick intuitif et facile à utiliser. Peut être positionné à droite à gauche, ou à l'arrière.

Poids de seulement 22,7 kg (sans batteries) et pliable en 3 secondes



Assise rehaussée avec suspensions intégrées
Position d'assise confortable et ergonomique

2 batteries aisément amovibles et réchargeables séparément
Autonomie de 20 km

Roues arrière de 12,5" en caoutchouc plein anti-crevaison

Roues avant de 8" pour une grande maniabilité ; anti-crevaison

Code LPP prise en charge: 9538936

Ref. : 000890HV4




FlixOne

Les caractéristiques techniques en un coup d'oeil

Autonomie maxi[1]	20 km
Poids	22,7 kg / 26,3 kg avec batteries
Cahrge maxi	120 kg
Vitesse maxi	6 km/h
Batteries[2]	2 × 24 V / 12 Ah Amovibles, rechargeables séparément
Temps de charge	Environ 6 h par batterie
Pneus	Avant : PU 8″ Arrière : PU 12.5″
Suspensions	Suspensions de siège
Franchissement de pente	14%
Motorisation	2 moteurs à balais 200 W
Système de freinage	Électromagnétique
Module de commande	À droite, à gauche ou à l'arrière

Les données indiquées peuvent varier légèrement.









[1] L'autonomie réelle peut varier selon le poids de l'utilisateur, les conditions d'utilisation et le type de terrain.
[2] Une batterie est considérée comme défectueuse si sa capacité est inférieure à 65 % à pleine charge dans les 3 ans suivant la date d'achat. La période débute à la date d'achat.

Un large choix d'accessoires


Personnalisez votre FlixOne selon vos besoins



Déport de commande



Porte-canne



Rampes télescopiques



Pochette d'accoudoir



Porte-bouteille



Housse de transport



Housse de batteries



Housse de stockage



Pantographe

ergoflix France | 2 Rue Marcel Dassault | 69740 Genas | Tél. +33 4 51 08 92 00 | info@ergoflix.fr | www.ergoflix.fr

Fabricant : Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd., No. 116 Qicang Road, Mingguang, Chuzhou Anhui Province, Anhui, 239400, CHINA.
SUNGO Europe B. V., Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA, Capelle aan den Ijssel, The Netherlands.

Version : FichePdt_FlixOne-2606 **Mentions légales :** Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression.

A Sunrise Medical® Brand SUNRISE MEDICAL