200528S

CANNE ANGLAISE ENFANT TIKI - RED BLUE - CONDITIONNEMENT SANS SAC







Description

CANNE ANGLAISE ENFANT TIKI - RED BLUE - CONDITIONNEMENT SANS SAC

Points forts

Spécialement conçu pour les enfants et les jeunes adolescents, la canne TIKI est réglable en hauteur par clips. L'appui brachial est également réglable en hauteur.

- Réglable en hauteur
- Appui brachial réglable
- Bague antibruit
- Embout antidérapant
- Conditionnement sans sac

Prise en charge LPPR

Code1 : **6238091** (12.20 €)

GTIN : 03701127753356

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE d'HAcare - Document interne - Diffusion et reproduction interdites. Visuels non contractuels - HAcare peut apporter à ses fabrications toutes modifications liées à l'évolution technique.

Pour nous contacter : **contact@hacare.com** - Téléphone : +33 (0)2 47 88 58 85

200528s : Caractéristiques Techniques détaillées

RÈGLEMENTATION	
GTIN	03701127753356

FABRICANT		
HERDEGEN	46BIS AVENUE DU MAINE - - 75015 - PARIS - FRANCE	HERDEGEN

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE d'HAcare - Document interne - Diffusion et reproduction interdites. Visuels non contractuels - HAcare peut apporter à ses fabrications toutes modifications liées à l'évolution technique.
Pour nous contacter : **contact@hacare.com** - Téléphone : +33 (0)2 47 88 58 85

ACCESSOIRES

EMBOUT Ø18 MM
Réf. 920100



EMBOUT Ø18 MM
Réf. 920101



EMBOUT Ø18 MM - RENFORCE
Réf. 920114



EMBOUT Ø18 MM - ARTICULE
Réf. 920201



EMBOUT Ø18 MM - ARTICULE
Réf. 920202



EMBOUT Ø18 MM - RENFORCE
Réf. 920314



PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE d'HAcare - Document interne - Diffusion et reproduction interdites. Visuels non contractuels - HAcare peut apporter à ses fabrications toutes modifications liées à l'évolution technique.
Pour nous contacter : **contact@hacare.com** - Téléphone : +33 (0)2 47 88 58 85