Moou Now

Rollator 2 roues sans freins

Moov Now



Moou Now, votre partenaire pour des déplacements sereins au quotidien.

Le rollator 2 roues Moov Now est une aide à la marche simple et pratique, idéale pour les déplacements en intérieur. Léger et maniable, il offre un appui stable au quotidien. Son coloris bleu, rehaussé d'une assise et de roues noires, lui confère un design sobre et moderne. Lannière permettant de plier facilement à la verticale le rollator pour un transport facile dans la voiture ou les escaliers.



Poids max utilisateur :
100 kg.

Coloris Bleu et noir.
Réf. : HEXCHANXY822

Visuels non contractuels.

Caractéristiques

Matériau	Acier
Largeur d'assise	39,5 cm
Hauteur d'assise	51,5 cm
Profondeur d'assise	19,5 cm
Largeur totale	56,5 cm
Longueur totale	62 ,5 cm
Hauteur des poignées	De 78,5 à 94,5 cm
Distance entre les poignées	38,5 cm
Diamètre des roues	Ø 11,43 cm (4,5 pouces)
Freins	Aucun
Rayon de braquage	78 cm
Réflecteurs	Aucun
Accroche canne	Aucun
Poids	4,7 kg (avec siège)
Poids max.	100 kg
Coloris	Bleu - noir

Modèle	Coloris	Références	Codes EAN
Moov Now	Bleu - noir	HEXCHANXY822	3760178862226

Contactez-nous

Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2,rue des micocouliers,
66600 Rivesaltes
(+33) 4 68 08 26 20
contact@union-healthcare.com