Fauteuil releveur 1 moteur confort
Emile



Réf : HEXEMILE1MBR
Réf : HEXEMILE1MGR

Caratéristique :

Nombre de moteurs	1 Moteur
Revêtement	Tissu Mozart ou tissu chenille : 100% polyester
Suspensions du dossier et de l'assise	Dossier : sangles élastiques. Assise : ressorts nosag
Structure du fauteuil	Bois massif et contre-plaqué, et structure metalique
Densité de la mousse	30 kg/m3
Angle d'inclinaison	145°
Largeur hors tout	79 cm
Profondeur hors tout	82 cm
Hauteur hors tout	110 cm
Largeur assise	51 cm
Profondeur assise	54 cm
Hauteur sol/assise	48 cm
Hauteur dossier	70 cm
Poids du fauteuil	39,3 kg
Poids maximal utilisateur	130 kg
Garantie	2 ans

Description :

Profitez d'un confort agréable au quotidien grâce au fauteuil releveur **Émile**. Sa motorisation facilite les changements de position et accompagne le passage de la position assise à la position relevée.
Son revêtement en tissu doux et son design accueillant en font un fauteuil pratique et confortable.

- Poche de rangement latérale.
- Télécommande filaire.

Couleur :


Café


Chocolat