Moov Active

Réf. : HEXGB-712





Description du dispositif

Haute résistance : Jusqu'à 130 kg.
Ultra-légère : Seulement 519 g.
Poignée confort : Revêtement bi-matière (ABS/TPR).
Marche silencieuse : Bague antibruit.
Réglage sur-mesure : 10 niveaux de hauteur.

Caractéristique techniques

Poignée : ABS + TPR.
Tube : aluminium 6061.
Hauteur : De 73,5 à 96 cm (du sol à la poignée).
De 94 à 116 cm (du sol au sommet de la béquille).
Filetage intérieur.
Tube supérieur : diam. 22 mm × épaisseur 1,2 mm ; longueur 52 cm.
Bague de verrouillage : diam. 22 mm.
Tube inférieur : diam. 19 mm × épaisseur 1,2 mm ; longueur 50 cm.
Embout antibruit en caoutchouc.

Références - EAN

Rouge	HEXGB-712J	3760178862219
Violet	HEXGB-712C	3760178862202
Bleu	HEXGB-712A	3760178862196
Vert	HEXGB-712F	3760178862189
Gris	HEXGB-712G	3760178862172
Noir	HEXGB-712H	3760178862165
Silver	HEXGBM712G	3760178862400

Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - FRANCE
(+33) 4 68 08 26 20