Fauteuil releveur 2 moteurs confort
Marcel





Réf : HEXMARCEL2MBR
Réf : HEXMARCEL2MGR

Caratéristique :

Nombre de moteurs	2 moteurs
Revêtement	Imitation cuir
Suspensions du dossier et de l'assise	Dossier : sangles élastiques. Assise : ressorts nosag
Structure du fauteuil	Bois massif et contre-plaqué, et structure metalique
Densité de la mousse de l'assise	32 kg/m3
Densité de la mousse du dossier	30 kg/m3
Angle d'inclinaison	180°
Largeur hors tout	82 cm
Profondeur hors tout	90 cm
Hauteur hors tout	107 cm
Largeur assise	55 cm
Profondeur assise	52 cm
Hauteur sol/assise	50 cm
Hauteur dossier	72 cm
Poids du fauteuil	51,5 kg
Poids maximal utilisateur	170 kg
Garantie	2 ans

Description :

Profitez d'un confort généreux avec le fauteuil releveur **Marcel**, conçu pour offrir un bon soutien et une assise spacieuse.

Sa double motorisation permet d'ajuster indépendamment le dossier et le repose-jambes pour trouver la position souhaitée.

- Poche de rangement latérale.
- Télécommande filaire.

Couleur :

Beige

Gris de taupe