
Secur'Board +

Table de lit

La Secur'Board+ est une table de lit équipée d'un plateau polyvalent extra-large de 77x39 cm, d'une hauteur ajustable de 71 à 114 cm grâce à son mât télescopique et **son système de réglage par ressort avec poignée.**
Elle possède un piètement en H.

- **Sécurité renforcée :** bord de protection pour éviter tout glissement ou chute d'objets.
- **Structure robuste :** châssis en acier traité époxy et finition chrome pour une durabilité optimale.
- **Mobilité facile :** quatre roulettes, dont deux équipées de freins pour une stabilité sécurisée.
- **Montage rapide :** installation sans outil, prête à l'emploi en quelques minutes.
- **Poids maximum supporté :** 10 kg.
- **Poids produit :** 9,8 kg
- **Garantie :** 2 ans.







Coloris disponibles :


Coloris acajou.
Réf. : HEXTLS25

Conditionnement :

Carton : 1 unité
Palette : 40 unités



Roues avec freins




Vis de serrage de sécurité



Réglage par ressort avec manette

Caractéristiques



Lettre	Désignations	Description
A	Hauteur réglable	71 à 114 cm
B	Largeur du plateau	39 cm
C	Longueur du plateau	77 cm
D	Diamètre des roues	6 cm
E	Épaisseur du plateau	2,5 cm

EAN

Désignations	Code EAN	Référence fournisseur
Secur'Board +	3760178861793	09104

Contactez-nous

Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2,rue des micocouliers, 66600 Rivesaltes
(+33) 4 68 08 26 20 • contact@union-healthcare.com