
Secur'Board

Table de lit

La Secur'Board est une table de lit équipée d'un plateau polyvalent de 60x40 cm, inclinable à 300°. Sa hauteur est ajustable de 72 à 112 cm grâce à un mât télescopique et **un système de réglage par vis de serrage.** Elle possède un piètement en H.

- **Plateau polyvalent :** inclinable pour s'adapter à toutes les positions de confort.
- **Sécurité renforcée :** bord de protection pour éviter tout glissement ou chute d'objets.
- **Structure robuste :** châssis en acier traité époxy et finition chrome pour une durabilité optimale.
- **Mobilité facile :** quatre roulettes équipées de freins pour une stabilité sécurisée.
- **Montage rapide :** installation sans outil, prête à l'emploi en quelques minutes.
- **Poids maximum supporté :** 10kg.
- **Poids produit :** 7,8kg.
- **Garantie :** 2 ans.







Coloris disponibles :

Coloris cerisier.
Réf. : HEXTLT25

Conditionnement :

Carton : 1 unité
Palette : 40 unités



Inclinaison plateau




Roues avec freins



Réglage par vis de serrage

Caractéristiques



Lettre	Désignations	Description
A	Hauteur réglable	72 à 112 cm
B	Largeur du plateau	40 cm
C	Longueur du plateau	60 cm
D	Diamètre des roues	6 cm
E	Épaisseur du plateau	2,5 cm
F	Inclinaison du plateau	300°

EAN

Désignations	Code EAN	Référence fournisseur
Secur'Board	3760178891786	09102

Contactez-nous

Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2,rue des micocouliers, 66600 Rivesaltes
(+33) 4 68 08 26 20 • contact@union-healthcare.com