IDENTITÉS

Tasse 2 anses Caring















- 813126

- **2 larges anses inclinées et anatomiques**
- **Garantie micro-ondes**

La Tasse Caring est munie de larges anses inclinées et anatomiques qui permettent de boire dans des conditions confortables. La tasse est fabriquée en Tritan Copolyester et le couvercle en polymère.

Livrée avec couvercle. Garantie micro-ondes.

Diamètre 8 cm hauteur 10 cm.

Contenance 30 cl.

Poids 176 g.

Date d'impression : 20/10/2026